

Diabeticus + Rheumaticus®

Die neue Generation der Spezialschuhe für Diabetiker



KLINISCH
GEPRÜFT



Hilfsmittelverzeichnis:

Grandessa®	31.03.08.0002
Classic	31.03.08.0003
Dia-Lady Neo	31.03.08.0004

THANNER
SCHÄFTE
und mehr

VOLKSKRANKHEIT DIABETES

Weltweit sind 415 Millionen Menschen von der Krankheit Diabetes betroffen. Die Internationale Diabetikervereinigung (IDF) sagt für das Jahr 2040 eine Steigerung auf 642 Millionen voraus.

KOSTENEXPLOSION

Zwischen 7 und 13 Prozent der weltweiten Gesundheitsausgaben fallen dann auf Diabeteskosten. In Deutschland gibt es derzeit ca. 8 Millionen Menschen mit Diabetes. Davon sind 5 % Typ I-Diabetiker und 95 % Typ II-Diabetiker. Diese verursachen Kosten in Höhe von 21 Milliarden € pro Jahr.¹

Durch zu spät erkannten, aber auch schlecht eingestellten Diabetes kommt es zu Spätkomplikationen, wobei vor allem die Füße (Diabetisches Fußsyndrom, Amputation), die Augen (Retinopathie/Erblindung), sowie die Nieren (Nephropathie/Nierenversagen) betroffen sind.

Beim Diabetischen Fußsyndrom kommt es durch Durchblutungsstörungen (Arterielle Verschlusskrankheit), durch Nervenstörungen (Neuropathie) oder einer Kombination aus beidem zu Verletzungen am Fuß, die bei zu später Behandlung in einer Amputation enden können.

Die Neuropathie ist so gefährlich, da die Patienten mit der Zeit das Schmerz- und Temperaturempfinden, sowie die Schweißbildung am Fuß verlieren. Dadurch trocknet die Haut aus und es kann durch zu enge Schuhe oder Druck von Gegenständen zu Verletzungen und offenen Stellen (Ulcus) kommen.

WENIGER AMPUTATIONEN

Noch immer kommt es in Deutschland zu unnötig vielen Fußamputationen bei Diabetikern (ca. 16.000 Amputationen pro Jahr)¹. Das Risiko für eine Fußamputation ist um ein 20-faches größer gegenüber Nichtdiabetikern¹. Die enormen Kosten für Klinikaufenthalte und Folgekosten (ca. 85 Millionen Euro in Deutschland) würden sich deutlich reduzieren lassen.

Die Amputationsrate könnte durch die richtige Schuhversorgung und einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Fachärzten, Orthopädie-Schuhtechnikern/Orthopädie-Technikern und Podologen um ca. 50 % gesenkt werden.

MEDIZINPRODUKT

THANNER Diabeticus+Rheumaticus[®] sind Medizinprodukte der Klasse I MDD, Artikel 2(a) mit CE-Kennzeichnung. Die Schuhe werden ausschließlich im eigenen Hause in Deutschland hergestellt. Die Materialien wurden auf Unbedenklichkeit, Karzinogenität und Toxikologie untersucht.

KLINISCH GEPRÜFT

Die Wirksamkeit der Diabeticus+Rheumaticus[®] Spezialschuhe von THANNER wurde durch mehrere klinische Untersuchungen (prospektive Studien) belegt.

1998 von Dr. Frank Striesow (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) mit dem Studien-Titel „Konfektionierte Spezialschuhe zur Ulcusprophylaxe beim Diabetischen Fußsyndrom“ und 2002 von Dr. M. Veitenhansl (Diabetologische Fußambulanz Diabeteszentrum der Medizinischen

Klinik Innenstadt München) „Wissenschaftliche Anwendungsbeobachtung zur fachgerechten Schuhversorgung von Diabetikern mit Diabetischem Fußsyndrom (DFS)“. Beide Studien kommen zu dem Ergebnis, dass durch konfektionierte Spezialschuhe THANNER Diabeticus+ Rheumaticus[®] die Rezidivrate in Abhängigkeit zur täglichen Anwendungsdauer signifikant reduziert wird.

Als Fazit bleibt festzustellen, dass die Schuhe von THANNER in der Ulcusprophylaxe bei Diabetikern eine große therapeutische Wirksamkeit haben.

HILFSMITTELNUMMERN

Grandessa [®]	31.03.08.0002
Classic	31.03.08.0003
Dia-Lady Neo	31.03.08.0004

25 JAHRE ERFAHRUNG

Seit über 25 Jahren stellt die Firma THANNER Spezialschuhe für Diabetiker her. Die Erfahrungen und der enge Kontakt zu namhaften Fachärzten und Orthopädie-Schuhtechnikern führten zu stetigen Verbesserungen. Heute stehen Ihnen Produkte zur Verfügung, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen.

FACHHANDEL

Die Schuhe werden vom Orthopädiefachmann angemessen, das heißt, er bestimmt die Länge und die Weite des Schuhs anhand eines Abdrucks. Er hat auch die Möglichkeit, links eine andere Größe und Weite als rechts zu bestellen (Aufpreis). Die Weite wird durch das Ballenmaß und die Stärke der zu fertigenden Einlage bestimmt. Es können Weichschaum-einlagen oder Diabetesadaptierte Einlagen bis zu einer Stärke von 1,5 cm eingearbeitet werden.

MASSKONFEKTION

Maßveränderungen am Leisten für Hallux valgus, Hammer- oder Krallenzehen, Ristveränderungen oder sonstige Zugaben können gegen Aufpreis bestellt werden. Selbstverständlich dürfen Sie auch Farbe und Material wechseln.

UMWELTFREUNDLICH


Bei der Herstellung der THANNER Diabeticus+Rheumaticus[®] Spezialschuhe erfolgt die Verarbeitung der Laufsohle mit neuester Technologie und überwiegend lösungsmittelfreien Klebstoffen.

DRUCKMESSUNG


Die Druckmessung ist Voraussetzung für eine gute Versorgung von diabetischen Füßen. Nur so lässt sich erkennen, ob die Einlagenversorgung und die Abrollung am Schuh genügend Druckreduzierung schaffen kann. Bei der Entwicklung von Diabeticus+Rheumaticus[®] Spezialschuhen wurde das Druckmess-System „Pedar“ der Firma Novel verwendet.


¹ Datenquelle: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2015

² Datenquelle: IDF Diabetesatlas 7. Edition 2015




Verbreitung des Diabetes im Jahr 2015 und 2040²





Dia-Lady Neo

DAMEN 03 – 14



Grandessa®

DAMEN 15 – 24

HERREN 25 – 48



Classic

DAMEN 49 – 57

HERREN 57 – 64



Rheumatikerschuhe

DAMEN + HERREN 65 – 72



Spezial- und Amputationssocken

DAMEN + HERREN 73 – 76



Zubehör

77 – 78



Hilfsmittelverzeichnis: Dia-Lady Neo 31.03.08.0004

unbeschwert



3 – 14

Dia-Lady Neo

Hilfsmittelverzeichnis: Dia-Lady Neo 31.03.08.0004

PERSONENKREIS

Spezialschuhe für Damen

WEITEN

In 5 verschiedenen Weiten (XS, S, M, W, WW) auf einer Brandsohlenbreite erhältlich.

LEISTEN

Nr.	Größe		
955	36-42	Damen	Halbschuhe, Stiefel

BRANDSOHLENSCHABLONEN

Allen Schuhen liegt eine Brandsohlenschablone bei, die das Anpassen von Weichbettungen, Maßeinlagen oder Diabetesadaptierten Einlagen erleichtert.

SCHUHPASS

Sie erhalten mit jedem Paar Schuhe einen Schuhpass zur Dokumentation der wichtigsten Daten für Ansprechpartner (Orthopädiefachmann, Arzt) und Angaben zur Schuhgröße und Weite.

EINLEGESOHLEN

Passende Weichschaum-Einlegesohlen aus EVA mit Microfaserbezug können zusätzlich bestellt werden.
(Für ein maximales Körpergewicht von 100 kg ausgelegt)



BESONDERHEITEN

- Verwendung schadstoffgeprüfter Materialien
- Medizinprodukt der Klasse I MDD, Artikel 2(a) mit CE-Kennzeichnung
- Mit überwiegend lösungsmittelfreien Klebstoffen produziert

SONDERANFERTIGUNGEN

Wir können jederzeit Sonderanfertigungen in vielen Ausführungen (gegen Aufpreis) herstellen.

- Andere Farben und Materialien
- Links andere Weite oder Größe als rechts
- Unter- oder Übergrößen
- Verkürzungsausgleich im Schuh oder auf der Laufsohle
- Sohlenversteifungen aus Carbon (bei Amputationen) oder Glasfaser
- Weitungen auf den Leisten (mehr Maß als Weite WW, Hallux valgus oder Krallenzehen)

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.

INDIKATION

Diabetisches Fußsyndrom, Neuropathie oder Polyneuropathie, Hochrisikofüße nach Abheilung von Ulcerationen, Teilamputationen, Hallux rigidus, Rheumatische Fußveränderung

REZEPTIERUNG

1 Paar konfektionierte Spezialschuhe Diabeticus+Rheumaticus®

HILFSMITTELNUMMER

Dia-Lady Neo: 31.03.08.0004

5



LEISTEN 955

Damen 36 – 42 XS, S, M, W, WW

HALBSCHUHE
STIEFEL

Brandsohlenumriss: _____

Dia-Lady Neo

[1] DIAMANT**[2] AQUAMARIN**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[3] JADE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[4] AVENTURIN**

weite Öffnungsmöglichkeit



6

[5] GRANAT**[6] MORGANIT**

weite Öffnungsmöglichkeit

[1] DIAMANT 955
 4.7131 | Weite S | Gr. 36-42
 ozean/weiß/espresso
 Rind-Nubuk/Nappa/Fettnubuk
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Enya offwhite

[3] JADE 955
 4.7110 | Weite M | Gr. 36-42
 dunkelblau
 Nappa gelocht/Nappa
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Enya offwhite

[5] GRANAT 955
 4.7103 | Weite M | Gr. 36-42
 mausgrau
 Veloursplatt
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Enya offwhite

[6] MORGANIT 955
 4.7109 | Weite M | Gr. 36-42
 dunkelblau/graphit
 Nubuk/Nappa
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Enya offwhite

[2] AQUAMARIN 955
 4.7125 | Weite S | Gr. 36-42
 dunkelblau
 Spalt
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Enya offwhite

[4] AVENTURIN 955
 4.7130 | Weite W | Gr. 36-42
 schwarz
 Nubuk
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Enya black

[1] JADE

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] TIGERAUGE



[3] TURMALIN



[4] OPAL



7



[5] AVENTURIN

weite Öffnungsmöglichkeit

[6] BRILLIANT

weite Öffnungsmöglichkeit



[7] AVENTURIN

weite Öffnungsmöglichkeit

[1] JADE 955

4.7111 | Weite S | Gr. 36-42
schwarz
Nappa gelocht/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[3] TURMALIN 955

4.7138 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Veloursfalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[5] AVENTURIN 955

4.7129 | Weite M | Gr. 36-42
4.7155 | Weite W | Gr. 36-42
4.7158 | Weite WW | Gr. 36-42
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[6] BRILLIANT 955

4.7143 | Weite M | Gr. 36-42
setter/cigar
Nappa/Reptil-Lack
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[2] TIGERAUGE 955

4.7140 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Nubuk/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[4] OPAL 955

4.7104 | Weite S | Gr. 36-42
schwarz
Nappa/Veloursfalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[7] AVENTURIN 955

4.7128 | Weite S | Gr. 36-42
moro
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya offwhite

[1] BERNSTEIN



[2] AMETHYST

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] BRILLIANT

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] ALABASTER

weite Öffnungsmöglichkeit



8

[5] ARAGONIT

weite Öffnungsmöglichkeit



[6] BERNSTEIN



[1] BERNSTEIN 955

4.7100 | Weite M | Gr. 36-42
smog
Velourspalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya offwhite

[3] BRILLIANT 955

4.7144 | Weite S | Gr. 36-42
smog/natura
Velourspalt/Split
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya offwhite

[5] ARAGONIT 955

4.7112 | Weite M | Gr. 36-42
smog/dunkelbraun
Velourspalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya offwhite

[6] BERNSTEIN 955

4.7142 | Weite M | Gr. 36-42
moro
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya offwhite

[2] AMETHYST 955

4.7132 | Weite W | Gr. 36-42
dunkelbraun
Velourspalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya offwhite

[4] ALABASTER 955

4.7126 | Weite S | Gr. 36-42
smog/alpaka
Velourspalt/Brillino
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya offwhite

[1] RHODONIT

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] RHODONIT

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] MARKASIT

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] MONDSTEIN

weite Öffnungsmöglichkeit



[5] SONNENSTEIN

weite Öffnungsmöglichkeit



[6] JASPIS

weite Öffnungsmöglichkeit



[1] RHODONIT 955

4.7145 | Weite M | Gr. 36-42
blue/dunkelblau
Denim/Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[3] MARKASIT 955

4.7157 | Weite M | Gr. 36-42
grey/grau
Strada/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[5] SONNENSTEIN 955

4.7149 | Weite M | Gr. 36-42
blue/dunkelblau
Denim/Spalt
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[6] JASPIS 955

4.7120 | Weite M | Gr. 36-42
fango/kenia
Karotex/Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[2] RHODONIT 955

4.7146 | Weite S | Gr. 36-42
marine/dunkelblau
Nylotex/Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya offwhite

[4] MONDSTEIN 955

4.7156 | Weite S | Gr. 36-42
grey/grau
Strada/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya offwhite



[1] QUARZ



[2] TÜRKIS



[3] KARAT

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] SMARAGD



[6] RUBIN

weite Öffnungsmöglichkeit



[5] KARAT

weite Öffnungsmöglichkeit

[1] QUARZ 955
4.7141 | Weite S | Gr. 36-42
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[3] KARAT 955
4.7136 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[5] KARAT 955
4.7127 | Weite S | Gr. 36-42
moro
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya offwhite

[6] RUBIN 955
4.7150 | Weite M | Gr. 36-42
setter/cigar
Nappa/Reptil-Lack
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[2] TÜRKIS 955
4.7137 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Velourspalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[4] SMARAGD 955
4.7139 | Weite S | Gr. 36-42
schwarz
Nubuk/Krokolack
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[1] LARIMAR



[2] MALACHIT

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] ONYX

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] MALACHIT

weite Öffnungsmöglichkeit



[5] HELIOTROP



[1] LARIMAR 955

4.7105 | Weite S | Gr. 36-42
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya offwhite

[3] ONYX 955

4.7118 | Weite S | Gr. 36-42
dunkelblau/blue/dunkelblau
Nappa/Zebrano/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya offwhite

[4] MALACHIT 955

4.7123 | Weite W | Gr. 36-42
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[5] HELIOTROP 955

4.7106 | Weite M | Gr. 36-42
noir/schwarz
Viper/Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[2] MALACHIT 955

4.7122 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Nappa/Nappa gelocht
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya offwhite

[1] SOLITÄR**[2] TOPAS****[4] ONYX**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[3] PLATIN**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[5] SAPHIR**

[1] SOLITÄR 955
 4.7113 | Weite S | Gr. 36-42
 dunkelblau/sahara
 Nubuk
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Enya offwhite

[2] TOPAS 955
 4.7101 | Weite M | Gr. 36-42
 dunkelblau/muskat
 Nubuk
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Enya offwhite

[3] PLATIN 955
 4.7116 | Weite M | Gr. 36-42
 schwarz
 Nappa
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Enya offwhite

[4] ONYX 955
 4.7119 | Weite S | Gr. 36-42
 schwarz/noir
 Nappa/Viper
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Enya offwhite

[5] SAPHIR 955
 4.7134 | Weite M | Gr. 36-42
 schwarz/schwarz/tinte
 Nappa/Nubuk/Karotex
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Enya offwhite

[1] PERLMUTT

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] MALACHIT

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] MALACHIT

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] OBSIDIAN



[5] ZIRKON



[6] ACHAT



[1] PERLMUTT 955
4.7133 | Weite S | Gr. 36-42
weiß/weiß/camel
Nappa gelocht/Nappa/Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya offwhite

[2] MALACHIT 955
4.7124 | Weite M | Gr. 36-42
smog/natura
Veloursfalt/Split
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya offwhite

[3] MALACHIT 955
4.7151 | Weite W | Gr. 36-42
setter/cigar
Nappa/Reptil-Lack
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[4] OBSIDIAN 955
4.7102 | Weite S | Gr. 36-42
kenia
Goat-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya offwhite

[5] ZIRKON 955
4.7152 | Weite M | Gr. 36-42
setter/cigar
Nappa/Reptil-Lack
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[6] ACHAT 955
4.7135 | Weite M | Gr. 36-42
espresso/braun
Fettnubuk/Filz
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya offwhite

[1] PYRIT

weite Öffnungsmöglichkeit
Reißverschluss ohne Funktion

**[2] PYRIT**

weite Öffnungsmöglichkeit
Reißverschluss ohne Funktion

**[3] TANSANIT****[4] ROSENQUARZ****[5] KUNZIT****[6] KARNEOL**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[1] PYRIT 955**

4.7114 | Weite S | Gr. 36-42
moro
Nubuk/Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[3] TANSANIT 955

4.7153 | Weite M | Gr. 36-42
dunkelblau/sahara
Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya offwhite

[5] KUNZIT 955

4.7117 | Weite S | Gr. 36-42
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[6] KARNEOL 955

4.7121 | Weite W | Gr. 36-42
schwarz
Nappa/Nappa gelocht
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[2] PYRIT 955

4.7115 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Nubuk/Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[4] ROSENQUARZ 955

4.7154 | Weite M | Gr. 36-42
kenia
Goat-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya offwhite

Das Diabetikerfutter „**Diasoft-3D**“ wurde speziell für den Zweck der Druckentlastung entwickelt. Es ist atmungsaktiv, waschbar, hautfreundlich und durch die Ausstattung mit Silberionen antibakteriell. „Diasoft-3D“ ist auf Biokompatibilität geprüft.

Durch das eingearbeitete Laschenpolster wird der Ristbereich druckentlastet.

Gestürztes Oberleder mit Abschlusspolster verhindert Druckstellen im Fersen- und Knöchelbereich.

Für ein angenehmes Fußklima sorgt das atmungsaktive und schadstoffgeprüfte Obermaterial des gesamten Schuhs.

Die lange Hinterkappe sorgt für einen guten Fersensitz, stützt und führt den Fuß.

Da **keine harten Vorderkappen** eingearbeitet sind, ist besonders der Zehenbereich vor Druckstellen geschützt.

Die leichte und rutschfeste **LTPU-Laufsohle DIA-S4** gibt einen sicheren und weichen Auftritt.

Durch die Fertigung in bis zu **5 Weiten** hat der Orthopädie-Fachmann genügend Platz, um Einlagen und Diabetesadaptierte Bettungen in einer Stärke von 1,0 cm bis 1,5 cm einzuarbeiten.

Die waschbaren Brandsohlen können in zwei Ausführungen gefertigt werden:

1. **Versteift**, mit integrierter Abrollsohle, die zu einer Druckentlastung im Mittelfußbereich bis zu 30 % führt.
2. **Flexibel** (Sonderanfertigung ohne Aufpreis). Keine Kassenleistung.



Hilfsmittelverzeichnis: Grandessa® 31.03.08.0002

für Damen



15 – 48

Grandessa®

Hilfsmittelverzeichnis: Grandessa® 31.03.08.0002

PERSONENKREIS

Spezialschuhe für Damen

WEITEN

Halbschuhe und Stiefel in 5 verschiedenen Weiten (SS, S, M, W, WW) auf einer Brandsohlenbreite und Sandalen in 3 verschiedenen Weiten (SS, M, W) auf einer Brandsohlenbreite erhältlich.

LEISTEN

Nr.	Größe		
940	3-9 1/2	Damen	Halbschuhe und Stiefel
945	4-9 1/2	Damen	Sandalen

BRANDSOHLENSCHABLONEN

Allen Schuhen liegt eine Brandsohlenschablone bei, die das Anpassen von Weichbettungen, Maßeinlagen oder Diabetesadaptierten Einlagen erleichtert.

SCHUHPASS

Sie erhalten mit jedem Paar Schuhe einen Schuhpass zur Dokumentation der wichtigsten Daten für Ansprechpartner (Orthopädiefachmann, Arzt) und Angaben zur Schuhgröße und Weite.

INDIKATION■ **Versteifter Schuh:**

Diabetisches Fußsyndrom, Neuropathie oder Polyneuropathie, Hochrisikofüße nach Abheilung von Ulcerationen, Teilamputationen, Hallux rigidus, Rheumatische Fußveränderung

■ **Unversteifter Schuh:**

Leichte Neuropathie oder Polyneuropathie (keine Kassenleistung!)

REZEPTIERUNG

1 Paar konfektionierte Spezialschuhe Diabeticus+Rheumaticus®

HILFSMITTELNUMMER

Grandessa®: 31.03.08.0002 (Sandalen und Pantoffel ausgenommen)

BESONDERHEITEN■ **In 2 Ausführungen lieferbar:**

- a) Versteift mit Abrollsohle.
- b) Unversteift (nicht geeignet für Diabetiker mit ausgeprägter Neuropathie). Sonderanfertigung ohne Aufpreis. Keine Kassenleistung.

- Für die Grandessa® Spezialschuhe wurde ein eigener **Sandalenleisten** (945) entwickelt, der eine optimale Passform gewährleistet.

- Verwendung schadstoffgeprüfter Materialien
- Medizinprodukt der Klasse I MDD, Artikel 2(a) mit CE-Kennzeichnung
- Mit überwiegend lösungsmittelfreien Klebstoffen produziert

SONDERANFERTIGUNGEN

Wir können jederzeit Sonderanfertigungen in vielen Ausführungen (gegen Aufpreis) herstellen.

- Andere Farben und Materialien
- Links andere Weite oder Größe als rechts
- Unter- oder Übergrößen
- Verkürzungsausgleich im Schuh oder auf der Laufsohle
- Sohlenversteifungen aus Carbon (bei Amputationen) oder Glasfaser
- Weitungen auf den Leisten (mehr Maß als Weite WW, Hallux valgus oder Krallenzehen)

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.

EINLEGESOHLN

Passende Weichschaum-Einlegesohlen aus EVA mit Microfaserbezug können zusätzlich bestellt werden.

(Für ein maximales Körpergewicht von 100 kg ausgelegt)

**LEISTEN 940**Damen **3 – 9 1/2** SS, S, M, W, WW**HALBSCHUHE + STIEFEL****LEISTEN 945**Damen **4 – 9 1/2** SS, M, W**SANDALEN**

Brandsohlenumriss: _____

**Grandessa
Damen**

[1] AARE

weite Öffnungsmöglichkeit

**[2] NAAB****[3] AMPER**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[4] BRENTA****[5] JUBA****[6] LOIRE****[1] AARE 940**

4.0088 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 4.0126 | Weite W | Gr. 3-9 ½
 schwarz
 Nappa/Reptil-Lack/Nubuk
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[3] AMPER 940

4.0215 | Weite S | Gr. 3-9 ½
 schwarz
 Nappa gelocht/Nappa
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[5] JUBA 940

4.0217 | Weite S | Gr. 3-9 ½
 schwarz
 Nappa/Veloursplatt
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[6] LOIRE 940

4.0012 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 schwarz
 Nappa/Krokolack
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[2] NAAB 940

4.0087 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 schwarz/noir
 Nappa/Viper
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[4] BRENTA 940

4.0222 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 schwarz
 Goat-Nubuk/Reptil-Lack/Nappa
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[1] ISERE

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] SELBITZ

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] BISKAYA

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] ODER



[5] PEGNITZ



[6] WERTACH



[7] MEGHNA



[1] ISERE 940

4.0221 | Weite S | Gr. 3-9 ½
smog/alpaka
Veloursfalt/Brillino
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 beige

[3] BISKAYA 940

4.0216 | Weite M | Gr. 3-9 ½
dunkelblau
Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[5] PEGNITZ 940

4.0013 | Weite M | Gr. 3-9 ½
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[7] MEGHNA 940

4.0232 | Weite S | Gr. 3-9 ½
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[2] SELBITZ 940

4.0214 | Weite M | Gr. 3-9 ½
moro
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 beige

[4] ODER 940

4.0233 | Weite M | Gr. 3-9 ½
setter/cigar
Nappa/Reptil-Lack
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[6] WERTACH 940

4.0015 | Weite M | Gr. 3-9 ½
schwarz
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[1] AMUR



[2] AMUR



[3] SAAR



[4] WEICHSEL



[5] TIGRIS



[6] KUSAI

weite Öffnungsmöglichkeit

**[1] AMUR 940**

4.0127 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 4.0092 | Weite W | Gr. 3-9 ½
 noir/schwarz/schwarz
 Viper/Nubuk/Lack
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[3] SAAR 940

4.0066 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 schwarz
 Nappa/Reptil-Lack
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[5] TIGRIS 940

4.0132 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 schwarz/schwarz/noir/schwarz
 Nappa/Spalt/Viper/Nubuk
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[6] KUSAI 940

4.0193 | Weite W | Gr. 3-9 ½
 schwarz
 Nappa
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[2] AMUR 940

4.0091 | Weite S | Gr. 3-9 ½
 kenia/kenia/braun
 Krokolack/Nubuk/Microlack
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[4] WEICHSEL 940

4.0059 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 noir/schwarz/schwarz
 Viper/Nubuk/Lack
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[1] THEMSE



[2] THEMSE



[3] THEMSE



[4] TUERO



[5] TAUBER



[6] MISSOURI



[7] NEIBE



Achtung: Sandalen und Pantoffel sind nicht für alle Diabetiker geeignet. Öffnungen oder freie Stellen können Druckstellen verursachen!

[1] THEMSE 940

4.0042 | Weite S | Gr. 3-9 ½
4.0051 | Weite M | Gr. 3-9 ½
ren
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 beige

[3] THEMSE 940

4.0016 | Weite M | Gr. 3-9 ½
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[5] TAUBER 940

4.0094 | Weite M | Gr. 3-9 ½
bast/schwarz
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[7] NEIBE 940

4.0093 | Weite M | Gr. 3-9 ½
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschenpolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[2] THEMSE 940

4.0041 | Weite M | Gr. 3-9 ½
4.0082 | Weite W | Gr. 3-9 ½
vicuna
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[4] TUERO 940

4.0234 | Weite M | Gr. 3-9 ½
ocean/terra/schlamm
Rind-Nubuk/Nylotex/Nappa
Laschenpolster
Sohle: DIA-S4 beige

[6] MISSOURI 940

4.0037 | Weite M | Gr. 3-9 ½
ren
Nappa
Laschenpolster
Sohle: DIA-S4 beige

[1] FULDA



[2] KAMMEL



[3] FULDA



[4] FULDA



Achtung: Sandalen und Pantoffel sind nicht für alle Diabetiker geeignet. Öffnungen oder freie Stellen können Druckstellen verursachen!

[5] DESNA



[6] RUBICON



[7] GÜNZ

**[1] FULDA 945**

4.0038 | Weite M | Gr. 4-9 ½
ren
Nappa
Schaft- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 beige

[3] FULDA 945

4.0096 | Weite M | Gr. 4-9 ½
noir
Viper
Schaft- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[5] DESNA 945

4.0095 | Weite SS | Gr. 4-9 ½
kakao/setter
Prägung/Nappa
Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[7] GÜNZ 945

4.0001 | Weite M | Gr. 4-9 ½
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[2] KAMMEL 945

4.0098 | Weite M | Gr. 4-9 ½
carrara/wollweiß
Krokolack/Nappa
Sohle: DIA-S4 beige

[4] FULDA 945

4.0097 | Weite M | Gr. 4-9 ½
schwarz
Nubuk
Schaft- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[6] RUBICON 945

4.0235 | Weite M | Gr. 4-9 ½
schwarz
Nubuk/Reptil-Lack
Abschluss- und Knöchelpolster
Sohle: DIA-S4 schwarz



[1] PURUS



[2] VILS

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] MOLDAU



[4] LEDA



[6] BREG



[5] VILS

weite Öffnungsmöglichkeit

[1] PURUS 940
4.0100 | Weite M | Gr. 3-9 ½
schwarz
Nappa/Reptil-Lack/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[2] VILS 940
4.0218 | Weite S | Gr. 3-9 ½
schwarz/noir
Nappa/Viper
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[3] MOLDAU 940
4.0019 | Weite M | Gr. 3-9 ½
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[4] LEDA 940
4.0220 | Weite S | Gr. 3-9 ½
kenia
Goat-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[5] VILS 940
4.0236 | Weite M | Gr. 3-9 ½
setter/cigar
Nappa/Reptil-Lack
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[6] BREG 940
4.0099 | Weite S | Gr. 3-9 ½
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[1] PARANA

weite Öffnungsmöglichkeit

**[2] ÄGÄIS****[3] PIAVE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[4] SERIO**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[5] EBRO****[7] PANARO**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[6] GLONN****[1] PARANA 940**

4.0223 | Weite S | Gr. 3-9 ½
 schwarz/tinte
 Nubuk/Karotex
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[3] PIAVE 940

4.0238 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 schwarz
 Nappa/Stepp
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[5] EBRO 940

4.0017 | Weite W | Gr. 3-9 ½
 kenia
 Nappa
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[7] PANARO 940

4.0237 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 schwarz
 Nappa/Reptil-Lack
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[2] ÄGÄIS 940

4.0219 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 dunkelblau/sahara
 Nubuk
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: DIA-S4 beige

[4] SERIO 940

4.0239 | Weite S | Gr. 3-9 ½
 schwarz
 Nappa/Reptil-Lack
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

[6] GLONN 940

4.0018 | Weite M | Gr. 3-9 ½
 schwarz
 Nappa
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: DIA-S4 schwarz

Gestürztes Oberleder mit Abschlusspolster verhindert Druckstellen im Fersen- und Knöchelbereich.

Das Diabetikerfutter „**Diasoft-3D**“ wurde speziell für den Zweck der Druckentlastung entwickelt. Es ist atmungsaktiv, waschbar, hautfreundlich und durch die Ausstattung mit Silberionen antibakteriell. „Diasoft-3D“ ist auf Biokompatibilität geprüft.

Durch das eingearbeitete Laschenpolster wird der Ristbereich druckentlastet.

Für ein angenehmes Fußklima sorgt das Obermaterial des gesamten Schuhs. Es besteht aus schadstoffgeprüfem Leder oder aus atmungsaktiver, waschbarer Microfaser.

Die lange Hinterkappe sorgt für einen guten Fersensitz, stützt und führt den Fuß.

Da **keine harten Vorderkappen** eingearbeitet sind, ist besonders der Zehenbereich vor Druckstellen geschützt.

Die leichten und rutschfesten Laufsohlen aus **PU**, **TPU** oder **EVA/Gummi** geben einen sicheren und weichen Auftritt. Sohlen: Emiliano (Abb.), Emil, DIA-S3, High-Speed oder Mistral

Die waschbaren Brandsohlen können in drei Ausführungen gefertigt werden:

1. **Versteift**, mit integrierter Abrollsohle, die zu einer Druckentlastung im Mittelfußbereich bis zu 30 % führt.
2. **Flexibel** (Sonderanfertigung ohne Aufpreis). Keine Kassenleistung.
3. **Switch**, mit austauschbarem Vorfußteil (soft / medium / hart). Sonderanfertigungen gegen Aufpreis möglich.

Durch die Fertigung in bis zu **5 Weiten** hat der Orthopädie-Fachmann genügend Platz, um Einlagen und Diabetesadaptierte Bettungen in einer Stärke von 1,0 cm bis 1,5 cm einzuarbeiten.



PERSONENKREIS

Spezialschuhe für Herren

WEITEN

Halbschuhe und Stiefel in 5 verschiedenen Weiten (SS, S, M, W, WW) auf einer Brandsohlenbreite und Sandalen in 3 verschiedenen Weiten (SS, M, W) auf einer Brandsohlenbreite erhältlich.

LEISTEN

Nr.	Größe		
930	39-48	Herren	Halbschuhe und Stiefel
931	39-48	Herren	Halbschuhe und Stiefel
935	40-48	Herren	Sandalen

BRANDSOHLENSCHABLONEN

Allen Schuhen liegt eine Brandsohlenschablone bei, die das Anpassen von Weichbettungen, Maßeinlagen oder Diabetesadaptierten Einlagen erleichtert.

SCHUHPASS

Sie erhalten mit jedem Paar Schuhe einen Schuhpass zur Dokumentation der wichtigsten Daten für Ansprechpartner (Orthopädiefachmann, Arzt) und Angaben zur Schuhgröße und Weite.

INDIKATION

- **Versteifter Schuh:**
Diabetisches Fußsyndrom, Neuropathie oder Polyneuropathie, Hochrisikofüße nach Abheilung von Ulcerationen, Teilamputationen, Hallux rigidus, Rheumatische Fußveränderung
- **Unversteifter Schuh:**
Leichte Neuropathie oder Polyneuropathie (keine Kassenleistung!)

REZEPTIERUNG

1 Paar konfektionierte Spezialschuhe Diabeticus+Rheumaticus®

HILFSMITTELNUMMER

Grandessa®: 31.03.08.0002 (Sandalen und Pantoffel ausgenommen)

EINLEGESOHLN

Passende Weichschaum-Einlegesohlen aus EVA mit Microfaserbezug können zusätzlich bestellt werden.
(Für ein maximales Körpergewicht von 100 kg ausgelegt)



- In 3 Ausführungen lieferbar:
 - a) Versteift mit Abrollsohle.
 - b) Unversteift (nicht geeignet für Diabetiker mit ausgeprägter Neuropathie). Sonderanfertigung ohne Aufpreis. Keine Kassenleistung.
 - c) Switch, mit austauschbarem Vorfußteil. Sonderanfertigungen gegen Aufpreis erhältlich.
- Für die Grandessa® Spezialschuhe wurde ein eigener **Sandalenleisten** (935) entwickelt, der eine optimale Passform gewährleistet.
- Leisten mit **1 cm höherer Zehenbox** (931).

- Verwendung schadstoffgeprüfter Materialien
- Medizinprodukt der Klasse I MDD, Artikel 2(a) mit CE-Kennzeichnung
- Mit überwiegend lösungsmittelfreien Klebstoffen produziert

Die Herren Grandessa® Schuhmodelle über die Leisten 930 / 931 / 935 können auf Wunsch (gegen Aufpreis) mit der **Switch-Brandsohle** ausgestattet werden. Der Schuh wird mit drei verschiedenen Einsätzen (soft / medium / hart) im Vorfußbereich geliefert, die je nach Bedarf eingesetzt werden können. Dadurch kann der Härtegrad der Brandsohle beeinflusst werden.

Die Schuhmodelle Brigach (S. 35), Forggensee (S. 48), Königssee (S. 31), Walchensee (S. 45) sind serienmäßig mit der Switch-Brandsohle ausgestattet.

**SONDERANFERTIGUNGEN**

Wir können jederzeit Sonderanfertigungen in vielen Ausführungen (gegen Aufpreis) herstellen.

- Andere Farben und Materialien
- Links andere Weite oder Größe als rechts
- Unter- oder Übergrößen
- Verkürzungsausgleich im Schuh oder auf der Laufsohle
- Sohlenversteifungen aus Carbon (bei Amputationen) oder Glasfaser
- Weitungen auf den Leisten (mehr Maß als Weite WW, Hallux valgus oder Krallenzehen)

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.

LEISTEN 930|931Herren **39 – 48** SS, S, M, W, WW**HALBSCHUHE + STIEFEL****LEISTEN 935**Herren **40 – 48** SS, M, W**SANDALEN**

Brandsohlenumriss: _____

**Grandessa
Herren**

LEISTENHÖHE IM ZEHENBEREICH IN CM

WEITEN	SS		S		M		W		WW	
GRÖSSEN	Leisten 930	Leisten 931	Leisten 930	Leisten 931	Leisten 930	Leisten 931	Leisten 930	Leisten 931	Leisten 930	Leisten 931
39	3,10	4,10	3,20	4,20	3,20	4,20	3,30	4,30	3,40	4,40
40	3,15	4,15	3,25	4,25	3,25	4,25	3,35	4,35	3,45	4,45
41	3,20	4,20	3,30	4,30	3,30	4,30	3,40	4,40	3,50	4,50
42	3,25	4,25	3,35	4,35	3,35	4,35	3,45	4,45	3,55	4,55
43	3,30	4,30	3,40	4,40	3,40	4,40	3,50	4,50	3,60	4,60
44	3,35	4,35	3,45	4,45	3,45	4,45	3,55	4,55	3,65	4,65
45	3,40	4,40	3,50	4,50	3,50	4,50	3,60	4,60	3,70	4,70
46	3,45	4,45	3,55	4,55	3,55	4,55	3,65	4,65	3,75	4,75
47	3,50	4,50	3,60	4,60	3,60	4,60	3,70	4,70	3,80	4,80
48	3,55	4,55	3,65	4,65	3,65	4,65	3,75	4,75	3,85	4,85

1 CM MEHR ZEHENFREIHEIT

Für eine noch umfangreichere Versorgung von diabetischen Füßen steht der Leisten 931 für Herren zur Auswahl. Dieser hat 1 cm mehr Zehenhöhe. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Krallen- und Hammerzehen oder stärkere Einlagen im Zehenbereich unterzubringen.

In der oben stehenden Tabelle sehen Sie die Leistenhöhen bei den unterschiedlichen Schuhgrößen.

Die Modelle Auwaldsee (S. 34), Brigach (S. 35), Elbsee (S. 36), Lech (S. 31), Müritzsee (S. 30), Ontariosee (S. 48), Ruhr (S. 45) und Weissensee (S. 46) sind serienmäßig auch über den Leisten 931 lieferbar. Alle anderen Grandessa®-Modelle für Herren sind als Sonderanfertigung (gegen Aufpreis) in allen Weiten über den Leisten 931 erhältlich.

Hilfsmittelverzeichnis: Grandessa® 31.03.08.0002

für Herren

mehr Zehenfreiheit



28



Zehenbox 1 cm höher

[1] NEWA



[2] INN



[3] DRAU

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] URAL

weite Öffnungsmöglichkeit



[5] ALSTER



[6] WUPPER



[1] NEWA 930

4.0072 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa gelocht/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[3] DRAU 930

4.0114 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz
Nubuk/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emil schwarz

[5] ALSTER 930

4.0070 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[6] WUPPER 930

4.0106 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[2] INN 930

4.0044 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Flecht/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[4] URAL 930

4.0150 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emil schwarz



[1] ATTERSEE



[2] MÜRITZSEE

auch über Leisten 931 mit
1 cm höherer Zehenbox erhältlich



[3] AUWALDSEE

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] WÖRTHERSEE

weite Öffnungsmöglichkeit



[5] SCHWARZSEE

weite Öffnungsmöglichkeit

[6] MÜHLTEICH

30

[1] ATTERSEE 930

4.0156 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[3] AUWALDSEE 930

4.0159 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[5] SCHWARZSEE 930

4.0207 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Velourspalt/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[6] MÜHLTEICH 930

4.0174 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Goat-Nubuk/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[2] MÜRITZSEE

4.0167 | Weite M | Gr. 39-48 930
4.0249 | Weite M | Gr. 39-48 931
schwarz
Nappa/Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[4] WÖRTHERSEE 930

4.0166 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz/schwarz/moro
Nappa/Spalt/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[1] MOSEL



[2] MOSEL



[3] LECH

auch über Leisten 931 mit
1 cm höherer Zehenbox erhältlich



[4] ARGENS



[5] KÖNIGSSEE

auch mit
Switch-Brandsohle erhältlich



[6] KÖNIGSSEE **

[1] MOSEL 930

4.0071 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[2] MOSEL 930

4.0026 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz/kenia
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[3] LECH

4.0027 | Weite M | Gr. 39-48 930
4.0083 | Weite WW | Gr. 39-48 930
4.0129 | Weite M | Gr. 39-48 931
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[4] ARGENS 930

4.0107 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emil schwarz

[5] KÖNIGSSEE 930

4.0183 | Weite M | Gr. 39-48
4.0250 | Weite W | Gr. 39-48
4.0254 | Weite M | Gr. 39-48 Switch
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[6] KÖNIGSSEE 930

4.0182 | Weite M | Gr. 39-48
4.0251 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz
Micro-Nappa **
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

** Das Modell Königssee [6] ist aus
hochwertiger, superleichter Microfaser.

[1] LAGO

weite Öffnungsmöglichkeit

**[2] HEIDEESEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[3] GRIMMSEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[4] DRACHENSEE****[5] MASCHSEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

[6] EGAU

32

[1] LAGO 930

4.0168 | Weite S | Gr. 39-48
 dunkelblau/schwarz/bast
 Nubuk
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Emiliano antik

[3] GRIMMSEE 930

4.0191 | Weite M | Gr. 39-48
 grau
 Nubuk/Nubuk gelocht
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Emiliano antik

[4] DRACHENSEE 930

4.0169 | Weite M | Gr. 39-48
 schwarz/schwarz/jeans/grau/
 schwarz/schwarz
 Nappa gelocht/Nubuk/Rind-
 Nubuk/Nubuk/Nylotex/Nappa
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Emiliano schwarz

[5] MASCHSEE 930

4.0161 | Weite M | Gr. 39-48
 schwarz
 Nubuk
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Emiliano schwarz

[2] HEIDEESEE 930

4.0189 | Weite W | Gr. 39-48
 dunkelblau/lava/dunkelblau
 Spalt/Nappa/Spalt gelocht
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Emiliano altweiß

[6] EGAU 930

4.0133 | Weite W | Gr. 39-48
 schwarz
 Nappa/Spalt
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: Emil schwarz

[1] URAL

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] NECKAR



[3] EGAU



[4] KÖNIGSSEE



[5] DON



[6] ALSTER



[1] URAL 930

4.0111 | Weite M | Gr. 39-48
kenia/braun
Nappa/Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emil schwarz

[3] EGAU 930

4.0113 | Weite M | Gr. 39-48
moro/braun
Nappa/Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emil schwarz

[5] DON 930

4.0112 | Weite M | Gr. 39-48
moro/khaki
Nubuk/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emil schwarz

[6] ALSTER 930

4.0023 | Weite M | Gr. 39-48
kenia
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[2] NECKAR 930

4.0029 | Weite M | Gr. 39-48
dunkelblau/mokka
Nubuk/Strongproof
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[4] KÖNIGSSEE 930

4.0181 | Weite M | Gr. 39-48
moro
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[1] MICHIGANSEE

weite Öffnungsmöglichkeit

**[2] NEUSIEDLERSEE****[3] LUGANERSEE****[4] FICHTELSEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[5] AUWALDSEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

auch über Leisten 931 mit
1 cm höherer Zehenbox erhältlich**[6] LANGWEIHER**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[7] MÜRITZSEE****[1] MICHIGANSEE 930**4.0179 | Weite M | Gr. 39-48
espresso/stein/mittelbraun
Fettnubuk/Nappa/Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano antik**[3] LUGANERSEE 930**4.0212 | Weite M | Gr. 39-48
setter/braun/caramel
Nappa/Spalt/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz**[5] AUWALDSEE**4.0158 | Weite S | Gr. 39-48 930
4.0252 | Weite M | Gr. 39-48 931
moro
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano antik**[7] MÜRITZSEE 930**4.0240 | Weite M | Gr. 39-48
mittelbraun/espresso
Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano antik**[2] NEUSIEDLERSEE 930**4.0185 | Weite S | Gr. 39-48
espresso/moro/stein
Fettnubuk/Nappa/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano antik**[4] FICHTELSEE 930**4.0160 | Weite W | Gr. 39-48
espresso/dunkelbraun
Fettnubuk/Veloursplatt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano antik**[6] LANGWEIHER 930**4.0208 | Weite M | Gr. 39-48
dunkelbraun/espresso/mittelbraun
Veloursplatt/Fettnubuk/Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano antik

[1] HAVEL



[2] VORALPSEE



[3] OSSIACHERSEE



[4] ERA



[5] BRIGACH

auch über Leisten 931 mit
1 cm höherer Zehenbox erhältlich

auch mit
Switch-Brandsohle erhältlich



[6] BRIGACH



[7] ARNO



[1] HAVEL 930

4.0033 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[3] OSSIACHERSEE 930

4.0184 | Weite M | Gr. 39-48
espresso/moro/stein
Fettnubuk/Nappa/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano antik

[5] BRIGACH

4.0077 | Weite M | Gr. 39-48 930
4.0255 | Weite M | Gr. 39-48 930 Switch
4.0128 | Weite W | Gr. 39-48 931
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[6] BRIGACH 930

4.0049 | Weite W | Gr. 39-48
setter
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[2] VORALPSEE 930

4.0198 | Weite M | Gr. 39-48
moro/kenia
Nubuk/Goat-Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[4] ERA 930

4.0241 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[7] ARNO 930

4.0105 | Weite M | Gr. 39-48
kenia
Nappa/Goat-Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[1] HOPFENSEE**[2] HOFSEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[3] ELBSEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

auch über Leisten 931 mit
1 cm höherer Zehenbox erhältlich**[4] GARONNE**

36

[5] EUPHRAT

weite Öffnungsmöglichkeit

**[6] NIGER**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[7] EBRACH****[1] HOPFENSEE 930**4.0173 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nubuk/Fett nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz**[3] ELBSEE**4.0157 | Weite M | Gr. 39-48 930
4.0253 | Weite M | Gr. 39-48 931
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz**[5] EUPHRAT 930**4.0104 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz/graphit
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emil schwarz**[7] EBRACH 930**4.0053 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz**[2] HOFSEE 930**4.0188 | Weite W | Gr. 39-48
dunkelblau/lava/dunkelblau
Spalt/Nappa/Spalt gelocht
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz**[4] GARONNE 930**4.0103 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emil schwarz**[6] NIGER 930**4.0078 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Nubuk gelocht
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[1] BRAHMSEE



[2] KRUMMSEE

mit oder ohne
genietetem Fersenriemen



[3] KRUMMSEE

mit oder ohne
genietetem Fersenriemen



Achtung: Sandalen und Pantoffel sind
nicht für alle Diabetiker geeignet.
Öffnungen oder freie Stellen
können Druckstellen verursachen!

[5] KORALLENMEER



[4] WEISSACH



[6] SEGRE



[7] WATTENMEER



[8] KÜHBACH



[1] BRAHMSEE 930
4.0225 | Weite M | Gr. 39-48
ozean/terra/schlamm
Rind-Nubuk/Nylotex/Nappa
Laschenpolster
Sohle: Emiliano antik

[3] KRUMMSEE 930
4.0205 | Weite M | Gr. 39-48
grau/grau/schwarz/blei/elefant
Nubuk gelocht/Nubuk/Nubuk/
Nylotex/Nappa
Laschenpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[5] KORALLENMEER 935
4.0209 | Weite M | Gr. 40-48
espresso/mittelbraun/moro
Fettnubuk/Nubuk/Doubleflex
Sohle: Emiliano schwarz

[7] WATTENMEER 935
4.0204 | Weite W | Gr. 40-48
espresso/schwarz
Fettnubuk/Nubuk
Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[2] KRUMMSEE 930
4.0206 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz/grau/schwarz
Nubuk gelocht/Nubuk/Nappa
Laschenpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[4] WEISSACH 930
4.0119 | Weite M | Gr. 39-48
braun
Spalt
Laschenpolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[6] SEGRE 935
4.0118 | Weite M | Gr. 40-48
espresso/kenia/schwarz/schwarz
Fettnubuk/Goat-Nubuk/Nappa/
Doubleflex
Sohle: DIA-S3 schwarz

[8] KÜHBACH 935
4.0231 | Weite M | Gr. 40-48
bast/mittelbraun
Nubuk
Abschlusspolster
Sohle: Emiliano antik

[1] AMMER



[2] AMAZONAS



Achtung: Sandalen und Pantoffel sind nicht für alle Diabetiker geeignet. Öffnungen oder freie Stellen können Druckstellen verursachen!

[3] TURABACH



[4] AMMER



[5] GLÖTT



38

[6] GLÖTT



[7] BUSENTO

**[1] AMMER 935**

4.0145 | Weite W | Gr. 40-48
schwarz
Nappa
Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[3] TURABACH 935

4.0227 | Weite M | Gr. 40-48
smog/espresso
Veloursplatt/Fettnubuk
Abschlusspolster
Sohle: Emiliano antik

[5] GLÖTT 935

4.0144 | Weite M | Gr. 40-48
schwarz/grau/blei
Spalt/Nubuk/Nylotex
Sohle: DIA-S3 schwarz

[7] BUSENTO 935

4.0146 | Weite M | Gr. 40-48
grau/anthrazit/ren/schwarz
Nubuk/Fettnubuk/Nubuk/Nylotex
Abschluss- und Knöchelpolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[2] AMAZONAS 935

4.0021 | Weite W | Gr. 40-48
kenia
Nappa
Schaft- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[4] AMMER 935

4.0022 | Weite M | Gr. 40-48
zigarre
Nubuk
Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[6] GLÖTT 935

4.0117 | Weite M | Gr. 40-48
grau/anthrazit/ren/schwarz
Nubuk/Fettnubuk/Nubuk/Nylotex
Sohle: DIA-S3 schwarz

[1] AVISIO



[2] DÜRNBACH



Achtung: Sandalen sind nicht für alle Diabetiker geeignet. Öffnungen oder freie Stellen können Druckstellen verursachen!

[3] AVISIO



[4] HUDSON



[5] BINNENSEE



[6] BERINGMEER



[7] SIEG



[1] AVISIO 930
4.0230 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa gelocht/Nappa/Nylotex
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[3] AVISIO 930
4.0229 | Weite M | Gr. 39-48
moro
Nappa gelocht/Nappa/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[5] BINNENSEE 930
4.0202 | Weite M | Gr. 39-48
espresso/schwarz
Fettnubuk/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[7] SIEG 930
4.0069 | Weite M | Gr. 39-48
moro
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[2] DÜRNBACH 930
4.0228 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[4] HUDSON 930
4.0226 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz
Nappa gelocht/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[6] BERINGMEER 930
4.0203 | Weite W | Gr. 39-48
espresso/anthrazit/schwarz
Fettnubuk/Fettnubuk/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[1] SCHWARZACH

weite Öffnungsmöglichkeit

**[2] LAO**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[3] PADMA****[4] AURACH**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[5] ISEN**

weite Öffnungsmöglichkeit

Achtung: Die Obermaterialien
Karotex und Denim sind nur
für Hausschuhe geeignet!

40

[6] ARAGON**[1] SCHWARZACH 930**4.0259 | Weite W | Gr. 39-48
grey/grau
Strada/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano antik**[3] PADMA 930**4.0148 | Weite M | Gr. 39-48
blau
Karotex
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz**[5] ISEN 930**4.0258 | Weite W | Gr. 39-48
grey/grau
Strada/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz**[6] ARAGON 930**4.0149 | Weite W | Gr. 39-48
braun
Karotex
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz**[2] LAO 930**4.0243 | Weite M | Gr. 39-48
blue/dunkelblau
Denim/Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz**[4] AURACH 930**4.0244 | Weite M | Gr. 39-48
blue/dunkelblau
Denim/Spalt
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[1] TAJO

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] TAJO

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] LIPPE

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] LEITHE

weite Öffnungsmöglichkeit



[5] ORINOCO

weite Öffnungsmöglichkeit



[6] TIBER



[7] TIBER



[1] TAJO 930

4.0140 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz/grau/weiß
Nappa/Nubuk/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emil schwarz

[3] LIPPE 930

4.0108 | Weite M | Gr. 39-48
bast/weiß/braun/gelb
Nubuk/Nappa/Spalt/Biese
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emil schwarz

[5] ORINOCO 930

4.0141 | Weite M | Gr. 39-48
d.blau/d.blau/weiß/dunkelblau
Nubuk/Nylotex/Rindnap./Rindnap.
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

[7] TIBER 930

4.0142 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz/schwarz/weiß/weiß
Spalt gelocht/Spalt/Nylotex/Rindnap.
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

[2] TAJO 930

4.0109 | Weite M | Gr. 39-48
espresso/weiß/mandarin/braun
Fettnubuk/Nappa/Spalt/Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emil schwarz

[4] LEITHE 930

4.0139 | Weite M | Gr. 39-48
d.blau/d.blau/d.blau/silver/weiß
Nubuk/Nappa/Nylotex/Techno/
Rindnappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

[6] TIBER 930

4.0131 | Weite M | Gr. 39-48
grau/grau/weiß/weiß
Nubuk gelocht/Nubuk/Nylotex/Rindnap.
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

**[1] LAUGNA**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[2] NEBELBACH****[3] PULVERBACH**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[4] KLOSTERBACH**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[5] KESSEL**

weite Öffnungsmöglichkeit

[1] LAUGNA 930

4.0224 | Weite M | Gr. 39-48
 schwarz/weiß/schwarz/weiß
 Rindnap./Nylotex/Spalt/Rindnappa
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

[3] PULVERBACH 930

4.0136 | Weite M | Gr. 39-48
 schwarz/grau/silber
 Nubuk/Nubuk/Nylotex
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

[4] KLOSTERBACH 930

4.0134 | Weite M | Gr. 39-48
 dunkelblau/dunkelblau/weiß
 Nubuk/Nylotex/Rindnappa
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

[5] KESSEL 930

4.0138 | Weite W | Gr. 39-48
 schwarz/schwarz/weiß
 Rindnappa/Nubuk/Nylotex
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: High-Speed weiß/grau/schw.

[2] NEBELBACH 930

4.0137 | Weite W | Gr. 39-48
 schwarz
 Rindnappa gelocht/Rindnappa
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Mistral schwarz/grau

[1] KARASEE

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] NIAGARA



[3] MONDSEE

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] BRENNERSEE

weite Öffnungsmöglichkeit



[5] ERIESEE

weite Öffnungsmöglichkeit



[6] BROMBACHSEE

weite Öffnungsmöglichkeit



[1] KARASEE 930
4.0186 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz/schlamm
Fettnubuk/Hydro-Velour
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano antik

[2] NIAGARA 930
4.0175 | Weite M | Gr. 39-48
dunkelblau
Spalt/Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano antik

[3] MONDSEE 930
4.0211 | Weite S | Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano antik

[4] BRENNERSEE 930
4.0176 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz/schwarz/bast
Nappa/Nubuk/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano antik

[5] ERIESEE 930
4.0165 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz/blei/schwarz
Nappa/Nylotex/Spalt
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano antik

[6] BROMBACHSEE 930
4.0177 | Weite M | Gr. 39-48
ozean/dunkelblau/mittelbraun
Rind-Nubuk/Nappa/Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano antik

[1] CHIEMSEE

weite Öffnungsmöglichkeit

**[2] GARDASEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[3] KLOSTERSEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[4] BREITENSEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[5] ACHENSEE**

44

**[6] MÖNCHSWEIHER**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[7] KOCHELSEE****[1] CHIEMSEE 930**

4.0162 | Weite M | Gr. 39-48
 espresso/tinte
 Fett nubuk/Karotex
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Emiliano antik

[3] KLOSTERSEE 930

4.0170 | Weite M | Gr. 39-48
 dunkelbraun/moro
 Veloursfalt/Nubuk
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Emiliano antik

[5] ACHENSEE 930

4.0155 | Weite M | Gr. 39-48
 kastanie/kakao/kenia
 Nature-Calf/Veloursfalt/Goat-Nubuk
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Emiliano antik

[7] KOCHELSEE 930

4.0180 | Weite W | Gr. 39-48
 kastanie/tinte
 Nature-Calf/Karotex
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Emiliano schwarz

[2] GARDASEE 930

4.0210 | Weite S | Gr. 39-48
 espresso/moro/sahara/ozean
 Fett nubuk/Nub./Nub./Rind-Nubuk
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Emiliano antik

[4] BREITENSEE 930

4.0190 | Weite M | Gr. 39-48
 espresso/anthrazit
 Fett nubuk
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Emiliano antik

[6] MÖNCHSWEIHER 930

4.0192 | Weite M | Gr. 39-48
 mittelbraun/espresso/dunkelblau
 Pull-Up/Fett nubuk/Rindnappa
 Laschen-, Abschluss- und
 Knöchelpolster
 Sohle: Emiliano antik

[1] RUHR



[2] RUHR



auch über Leisten 931 mit
1 cm höherer Zehenbox erhältlich

[3] PILSENSEE



RUHR und **RHEIN**
haben Taschen auf der Lasche
zur Weitenregulierung

[4] EMS



[5] WEISSENSEE



[6] WALCHENSEE

auch mit
Switch-Brandsohle erhältlich

[1] RUHR 930

4.0124 | Weite W | Gr. 39-48
moro
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[3] PILSENSEE 930

4.0195 | Weite S | Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[5] WEISSENSEE 930

4.0172 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Goat-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[6] WALCHENSEE 930

4.0256 | Weite M | Gr. 39-48 Switch
4.0178 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[2] RUHR

4.0035 | Weite M | Gr. 39-48 930
4.0130 | Weite M | Gr. 39-48 931
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[4] EMS 930

4.0034 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[1] WANNSEE

weite Öffnungsmöglichkeit

**[2] KAMA****[3] BAIKALSEE****[4] RIEDSEE****[5] WEISSENSEE**auch über Leisten 931 mit
1 cm höherer Zehenbox erhältlich**[6] YUKON****[1] WANNSEE 930**4.0201 | Weite M | Gr. 39-48
ozean/grau
Rind-Nubuk/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano antik**[3] BAIKALSEE 930**4.0200 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz/mausgrau
Fettnubuk/Veloursfalt
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz**[5] WEISSENSEE**4.0246 | Weite M | Gr. 39-48 **930**
4.0247 | Weite M | Gr. 39-48 **931**
moro/kenia
Nappa/Goat-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz**[6] YUKON 930**4.0062 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz/espresso
Nappa/Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S3 schwarz**[2] KAMA 930**4.0120 | Weite M | Gr. 39-48
smog/beige
Veloursfalt/Nylotex
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S3 beige**[4] RIEDSEE 930**4.0197 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz
Fettnubuk/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[1] PLATTENSEE



[2] EDERSEE



[3] COMERSEE

weite Öffnungsmöglichkeit



RHEIN und **RUHR**
haben Taschen auf der Lasche
zur Weitenregulierung

[4] RHEIN



[5] RHEIN



[1] PLATTENSEE 930
4.0199 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz/schwarz/mausgrau
Fettnubuk/Nappa/Veloursfalt
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[3] COMERSEE 930
4.0163 | Weite M | Gr. 39-48
espresso/tinte
Fettnubuk/Karotex
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano antik

[4] RHEIN 930
4.0036 | Weite W | Gr. 39-48
4.0084 | Weite WW | Gr. 39-48
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[5] RHEIN 930
4.0050 | Weite M | Gr. 39-48
moro
Nappa/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[2] EDERSEE 930
4.0213 | Weite M | Gr. 39-48
dunkelblau
Spalt/Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[1] FORGGENSEE

auch mit
Switch-Brandsohle erhältlich

**[2] ONTARIOSEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

auch über Leisten 931 mit
1 cm höherer Zehenbox erhältlich

**[3] ROSENSEE****[4] BODENSEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[5] NAHE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[6] STAFFELSEE**

weite Öffnungsmöglichkeit

**[1] FORGGENSEE 930**

4.0194 | Weite S | Gr. 39-48
4.0257 | Weite M | Gr. 39-48 Switch
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[2] ONTARIOSEE

4.0171 | Weite W | Gr. 39-48 930
4.0248 | Weite M | Gr. 39-48 931
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[3] ROSENSEE 930

4.0196 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Fettnubuk/Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[4] BODENSEE 930

4.0164 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Nubuk/Fashion
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[5] NAHE 930

4.0125 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz/espresso
Nappa/Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emil schwarz

[6] STAFFELSEE 930

4.0187 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz/schlamm
Fettnubuk/Hydro-Velour
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano antik



Das Diabetikerfutter „**Diasoft-3D**“ wurde speziell für den Zweck der Druckentlastung entwickelt. Es ist atmungsaktiv, waschbar, hautfreundlich und durch die Ausstattung mit Silberionen antibakteriell. „Diasoft-3D“ ist auf Biokompatibilität geprüft.

Gestürztes Oberleder mit Abschlusspolster verhindert Druckstellen im Fersen- und Knöchelbereich.

Durch das eingearbeitete Laschenpolster wird der Ristbereich druckentlastet.

Für ein angenehmes Fußklima sorgt das atmungsaktive und schadstoffgeprüfte Obermaterial des gesamten Schuhs.

Die lange Hinterkappe sorgt für einen guten Fersensitz, stützt und führt den Fuß.

Da **keine harten Vorderkappen** eingearbeitet sind, ist besonders der Zehenbereich vor Druckstellen geschützt.

Für einen weichen Auftritt sorgt die superleichte, hochwertige Laufsohle **DIA-S7** aus **EVA** mit rutschfester Abschluss-Sohle, starker Rolle und Spitzenhub.

Die waschbare Brandsohle kann im Bedarfsfall mit Carbon oder Glasfaser versteift werden, um den Fuß beim Abrollen noch mehr zu entlasten.

Durch die Fertigung in bis zu **5 Weiten** hat der Orthopädie-Fachmann genügend Platz, um Einlagen und Diabetesadaptierte Bettungen in einer Stärke von 1,0 cm bis 1,5 cm einzuarbeiten.

Hilfsmittelverzeichnis: Classic 31.03.08.0003

zeitlos sein



49 – 64

Classic

Hilfsmittelverzeichnis: Classic 31.03.08.0003

PERSONENKREIS

Spezialschuhe für Damen und Herren

WEITEN

In 5 verschiedenen Weiten erhältlich, auf **zwei** verschiedenen Brandsohlenbreiten: schmal (SS, S, M) und breit (W, WW).

LEISTEN

Nr.	Größe		
900	34-42	Damen	Halbschuhe, Sandalen, Stiefel
	41-47	Herren	Halbschuhe, Sandalen, Stiefel
905	34-42	Damen	Halbschuhe, Sandalen, Stiefel
	41-47	Herren	Halbschuhe, Sandalen, Stiefel

BRANDSOHLENSCHABLONEN

Allen Schuhen liegt eine Brandsohlenschablone bei, die das Anpassen von Weichbettungen, Maßeinlagen oder Diabetesadaptierten Einlagen erleichtert.

SCHUHPASS

Sie erhalten mit jedem Paar Schuhe einen Schuhpass zur Dokumentation der wichtigsten Daten für Ansprechpartner (Orthopädiefachmann, Arzt) und Angaben zur Schuhgröße und Weite.

EINLEGESOHLEN

Passende Prophylaxe-Einlegesohlen „Dialux“ können zusätzlich bestellt werden. (Für ein maximales Körpergewicht von 100 kg ausgelegt)



BESONDERHEITEN

In 2 Brandsohlenbreiten lieferbar:

- a) Schmale Brandsohlenform: Weiten SS, S, M
- b) Breite Brandsohlenform: Weiten W, WW

- Leicht zurichtbare Laufsohle
- Verwendung schadstoffgeprüfter Materialien
- Medizinprodukt der Klasse I MDD, Artikel 2(a) mit CE-Kennzeichnung
- Mit überwiegend lösungsmittelfreien Klebstoffen produziert

SONDERANFERTIGUNGEN

Wir können jederzeit Sonderanfertigungen in vielen Ausführungen (gegen Aufpreis) herstellen.

- Andere Farben und Materialien
- Links andere Weite oder Größe als rechts
- Unter- oder Übergrößen
- Verkürzungsausgleich im Schuh oder auf der Laufsohle
- Sohlenversteifungen aus Carbon (bei Amputationen) oder Glasfaser
- Weitungen auf den Leisten (mehr Maß als Weite WW, Hallux valgus oder Krallenzehen)

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.

INDIKATION

Diabetisches Fußsyndrom, Neuropathie oder Polyneuropathie, Hochrisikofüße nach Abheilung von Ulcerationen, Teilamputationen, Hallux rigidus, Rheumatische Fußveränderung

REZEPTIERUNG

1 Paar konfektionierte Spezialschuhe Diabeticus+Rheumaticus®

HILFSMITTELNUMMER

Classic: 31.03.08.0003 (Sandalen und Pantoffel ausgenommen)

51

LEISTEN 900

Damen **34 – 42** SS, S, M
Herren **41 – 47** SS, S, M

LEISTEN 905

Damen **34 – 42** W, WW
Herren **41 – 47** W, WW

**HALBSCHUHE
SANDALEN
STIEFEL**

SCHMAL

BREIT

Brandsohlenumriss: _____

Classic



[1] CHELSEA

[2] CELINE



[3] CELINE



[4] CANDIDA

weite Öffnungsmöglichkeit

[5] CLEMENTINA

[1] CHELSEA 900
 4.1753 | Weite M | Gr. 34-42
 schwarz
 Nappa/Nubuk
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S7 schwarz

[3] CELINE 900
 4.1510 | Weite S | Gr. 34-42
 schwarz
 Nappa/Nubuk/Krokolack
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S7 schwarz

[4] CANDIDA 900
 4.1803 | Weite M | Gr. 34-42
 schwarz
 Nappa gelocht/Nappa
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S7 schwarz

[5] CLEMENTINA 900
 4.1802 | Weite S | Gr. 34-42
 schwarz
 Nappa/Veloursplatt
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] CELINE 900
 4.1752 | Weite S | Gr. 34-42
 noir/schwarz/schwarz
 Viper/Nubuk/Nappa
 Laschen- und Abschlusspolster
 Sohle: DIA-S7 schwarz

[1] CAJA

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] CHARLENE

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] CARLOTTA

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] CLEMENTINA



[5] CORTINA

[1] CAJA 905

4.1804 | Weite W | Gr. 34-42
moro
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[3] CARLOTTA 900

4.1807 | Weite S | Gr. 34-42
smog/natura
Veloursplatt/Split
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[4] CLEMENTINA 900

4.1806 | Weite M | Gr. 34-42
setter/cigar
Nappa/Reptil-Lack
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[5] CORTINA 900

4.1808 | Weite S | Gr. 34-42
kenia/kenia/setter
Goat-Nubuk/Krokolack/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] CHARLENE 900

4.1805 | Weite M | Gr. 34-42
dunkelblau
Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[1] CHIARA



[2] CHARLOTTE



[3] CARMINE

weite Öffnungsmöglichkeit



54

[4] CANDELA



[5] CHIARA



[1] CHIARA 900
4.1742 | Weite M | Gr. 34-42
schlamm
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[3] CARMINE 905
4.1816 | Weite W | Gr. 34-42
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[4] CANDELA 900
4.1809 | Weite S | Gr. 34-42
schwarz
Nubuk/Krokolack
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[5] CHIARA 900
4.1535 | Weite M | Gr. 34-42
schwarz
Nappa/Krokolack
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] CHARLOTTE 900
4.1340 | Weite M | Gr. 34-42
schwarz/kenia
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[1] CANSU



[2] CORNETTO



Achtung: Sandalen und Pantoffel sind nicht für alle Diabetiker geeignet. Öffnungen oder freie Stellen können Druckstellen verursachen!

[3] CORINNA



[4] CORINNA



[5] CALIDA

weite Öffnungsmöglichkeit



[6] CARAMIA



[1] CANSU 900
4.1793 | Weite M | Gr. 34-47
ozean/terra/schlamm
Rind-Nubuk/Nylotex/Nappa
Laschenpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[3] CORINNA 900
4.1580 | Weite M | Gr. 34-42
eierschale
Nappa
Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[5] CALIDA 900
4.1811 | Weite S | Gr. 34-42
smog/natura
Velourspalt/Split
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[6] CARAMIA 900
4.1812 | Weite M | Gr. 34-42
kenia
Goat-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[2] CORNETTO 900
4.1743 | Weite M | Gr. 34-42
bast
Nubuk
Laschenpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[4] CORINNA 900
4.1705 | Weite M | Gr. 34-42
schwarz
Nappa
Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[1] CHERYL

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] CYNTHIA



[3] CONNY



[4] CORNELIA



[5] CLIVIA



[6] CINEMA



[1] CHERYL 900

4.1813 | Weite M | Gr. 34-42
schwarz/noir
Nappa/Viper
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[3] CONNY 900

4.1160 | Weite M | Gr. 34-47
schwarz/kenia
Nubuk/Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[5] CLIVIA 900

4.1560 | Weite M | Gr. 34-42
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[6] CINEMA 900

4.1815 | Weite M | Gr. 34-42
schwarz
Nappa/Reptil-Lack/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] CYNTHIA 900

4.1814 | Weite S | Gr. 34-42
dunkelblau/sahara
Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[4] CORNELIA 900

4.1595 | Weite M | Gr. 34-42
schwarz
Nappa/Krokolack
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[1] COOPER

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] CORVETTE



[3] CLEVER

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] CALGARY



[5] CONCORDIA

weite Öffnungsmöglichkeit



[6] COUNTRY



Achtung: Das Obermaterial Karotex und Denim ist nur für Hausschuhe geeignet!

[1] COOPER 900
4.1758 | Weite M | Gr. 34-47
espresso/weiß/mandarin/braun
Fettnubuk/Nappa/Spalt/Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[3] CLEVER 900
4.1817 | Weite M | Gr. 34-47
blue/dunkelblau
Denim/Spalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[5] CONCORDIA 900
4.1818 | Weite M | Gr. 34-47
blue/dunkelblau
Denim/Spalt
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[6] COUNTRY 900
4.1720 | Weite M | Gr. 34-47
braun
Karotex
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] CORVETTE 900
4.1747 | Weite M | Gr. 34-47
schwarz/schwarz/white
Nubuk/Nappa/Techno
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[4] CALGARY 900
4.1725 | Weite M | Gr. 34-47
blau
Karotex
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[1] CAMERON



[2] CHESTER

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] CAJETAN

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] CYRILL

weite Öffnungsmöglichkeit



[5] CLAYTON

weite Öffnungsmöglichkeit



[6] CONSUL



[7] CRISTOBAL



[1] CAMERON 900
4.1782 | Weite M | Gr. 41-47
espresso/moro/stein
Fettnubuk/Nappa/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[3] CAJETAN 905
4.1779 | Weite W | Gr. 41-47
moro
Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[5] CLAYTON 900
4.1790 | Weite S | Gr. 41-47
grau
Nubuk/Nubuk gelocht
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[7] CRISTOBAL 900
4.1789 | Weite M | Gr. 41-47
setter/braun/caramel
Nappa/Spalt/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] CHESTER 900
4.1794 | Weite S | Gr. 41-47
espresso/stein/mittelbraun
Fettnubuk/Nappa/Fettnubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[4] CYRILL 900
4.1781 | Weite M | Gr. 41-47
dunkelblau/lava/dunkelblau
Spalt/Nappa/Spalt gelocht
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[6] CONSUL 900
4.1575 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[1] CEDRIK



[2] CONSUELO

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] CLYDE

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] CAJETAN

weite Öffnungsmöglichkeit



[5] CRISTIANO

weite Öffnungsmöglichkeit



[6] CÄSAR



[7] CAROL



[1] CEDRIK

4.1796 | Weite M | Gr. 41-47 900
4.1819 | Weite WW | Gr. 41-47 905
schwarz
Nappa/Fett nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[3] CLYDE 900

4.1801 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[5] CRISTIANO 905

4.1763 | Weite W | Gr. 41-47
schwarz
Nubuk/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[7] CAROL 900

4.1051 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] CONSUELO 900

4.1795 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz/schwarz/moro
Nappa/Spalt/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[4] CAJETAN 900

4.1780 | Weite S | Gr. 41-47
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[6] CÄSAR 905

4.1759 | Weite W | Gr. 41-47
schwarz
Flecht/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[1] CARSTEN



[2] COLBY



[3] CASSIUS



[4] CLINTON



[5] COLUMBUS

weite Öffnungsmöglichkeit



[6] CARSTEN



[1] CARSTEN 900

4.1730 | Weite M | Gr. 41-47
kenia
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[3] CASSIUS

4.1764 | Weite M | Gr. 41-47 900
4.1771 | Weite W | Gr. 41-47 905
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[5] COLUMBUS

4.1784 | Weite M | Gr. 41-47 900
4.1820 | Weite W | Gr. 41-47 905
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[6] CARSTEN

4.1350 | Weite M | Gr. 41-47 900
4.1750 | Weite WW | Gr. 41-47 905
schwarz
Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] COLBY 900

4.1785 | Weite M | Gr. 41-47
espresso/moro/stein
Fettnubuk/Nappa/Nappa
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[4] CLINTON 900

4.1791 | Weite S | Gr. 41-47
schwarz
Fettnubuk/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[1] CANSU



[2] CORNETTO



[3] CHAPLIN



[4] CUPIDO



[5] CURT



[6] CURT



Achtung: Sandalen und Pantoffel sind nicht für alle Diabetiker geeignet. Öffnungen oder freie Stellen können Druckstellen verursachen!

[1] CANSU 900
4.1793 | Weite M | Gr. 34-47
ozean/terra/schlamm
Rind-Nubuk/Nylotex/Nappa
Laschenpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[3] CHAPLIN 900
4.1757 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz/espresso/kenia/schwarz
Doubleflex/Fettnubuk/Goat-
Nubuk/Nappa
Sohle: DIA-S7 schwarz

[5] CURT 900
4.1605 | Weite M | Gr. 41-47
kenia
Nubuk
Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[6] CURT 900
4.1715 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz
Nappa
Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] CORNETTO 900
4.1744 | Weite M | Gr. 41-47
kenia
Nappa
Laschenpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[4] CUPIDO 900
4.1783 | Weite M | Gr. 41-47
smog/espresso
Veloursplatt/Fettnubuk
Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[1] CLARENCE



Achtung: Sandalen und Pantoffel sind nicht für alle Diabetiker geeignet. Öffnungen oder freie Stellen können Druckstellen verursachen!

[2] CLARENCE



[3] CASEY

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] CORNELL

weite Öffnungsmöglichkeit



[5] CECILIUS



62

[7] CHURCHILL



[6] CLANCY



[1] CLARENCE 900
4.1749 | Weite M | Gr. 41-47
setter
Nappa
Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[3] CASEY 900
4.1778 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[5] CECILIUS 900
4.1799 | Weite S | Gr. 41-47
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[7] CHURCHILL 905
4.1767 | Weite W | Gr. 41-47
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] CLARENCE 900
4.1748 | Weite M | Gr. 41-47
moro
Nubuk
Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[4] CORNELL 900
4.1777 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz/schlämm
Fettnubuk/Hydro-Velour
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[6] CLANCY 900
4.1798 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz
Nappa/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[1] CAYMAN

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] CURTIS

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] CORTEZ

weite Öffnungsmöglichkeit



[4] CEMAL

weite Öffnungsmöglichkeit



[5] COLLIN

weite Öffnungsmöglichkeit



[6] CRAIG

weite Öffnungsmöglichkeit



[1] CAYMAN 900

4.1775 | Weite M | Gr. 41-47
ocean/dunkelblau/mittelbraun
Rind-Nubuk/Nappa/Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[3] CORTEZ 900

4.1776 | Weite S | Gr. 41-47
schwarz/schwarz/bast
Nappa/Nubuk/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[5] COLLIN 900

4.1797 | Weite M | Gr. 41-47
espresso/tinte
Fettnubuk/Karotex
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[6] CRAIG 905

4.1786 | Weite W | Gr. 41-47
espresso/anthrazit
Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[2] CURTIS 900

4.1788 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz/blei/schwarz
Nappa/Nylotex/Spalt
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[4] CEMAL 900

4.1800 | Weite S | Gr. 41-47
espresso/moro/sahara/ocean
Fettnub./Nubuk/Nubuk/Rind-Nub.
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[1] CODY

weite Öffnungsmöglichkeit



[2] CHARLES

weite Öffnungsmöglichkeit



[3] CASTELLO



[4] CASTELLO



CLAUDIUS

hat Taschen auf der Lasche zur Weitenregulierung



[5] CINEMA

[6] CLAUDIUS



[7] CARLTON

weite Öffnungsmöglichkeit



[1] CODY 900

4.1792 | Weite S | Gr. 41-47
schwarz/schlamm
Fettnubuk/Hydro-Velour
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[3] CASTELLO 900

4.1695 | Weite M | Gr. 41-47
kenia
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[5] CINEMA 900

4.1741 | Weite M | Gr. 34-47
schwarz/kenia
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[7] CARLTON 900

4.1787 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz
Nappa/Nubuk/Fashion
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] CHARLES 900

4.1770 | Weite M | Gr. 41-47
schwarz/espresso
Nappa/Fettnubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 altweiß

[4] CASTELLO 905

4.1060 | Weite W | Gr. 41-47
4.1751 | Weite WW | Gr. 41-47
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[6] CLAUDIUS 905

4.1769 | Weite W | Gr. 41-47
schwarz
Nappa
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S7 schwarz



Gestürztes Obermaterial mit Abschlusspolster verhindert Druckstellen im Fersen- und Knöchelbereich.

Das Diabetikerfutter „**Diasoft-3D**“ wurde speziell für den Zweck der Druckentlastung entwickelt. Es ist atmungsaktiv, waschbar, hautfreundlich und durch die Ausstattung mit Silberionen antibakteriell. „Diasoft-3D“ ist auf Biokompatibilität geprüft.

Durch das eingearbeitete Laschenpolster wird der Ristbereich druckentlastet.

Für ein angenehmes Fußklima sorgt das Obermaterial des gesamten Schuhs. Es besteht aus schadstoffgeprüftem Leder oder aus atmungsaktiver, waschbarer Microfaser.

Die lange Hinterkappe sorgt für einen guten Fersensitz, stützt und führt den Fuß.

Für einen weichen Auftritt sorgt der Schuhboden mit starker Rolle und Spitzenhub aus superleichtem, hochwertigem EVA mit einer rutschfesten Abschluss-Sohle (DIA-S1, DIA-S7) oder einer PU-Laufsohle für Damen (DIA-S4, Enya = Abb.) und Herren (DIA-S3, Emiliano).

Durch den Einsatz von Materialien im Vorfußbereich, die eine **30%ige Dehnung** zulassen, können Personen mit Rheuma, Krallen- oder Hammerzehen sehr gut versorgt werden. Nicht für Diabetiker mit Neuropathie geeignet.

Die waschbaren **versteiften Brandsohlen** können im Bedarfsfall zusätzlich mit Carbon oder Glasfaser versteift werden, um den Fuß beim Abrollen noch mehr zu entlasten.

Durch die Fertigung in bis zu **5 Weiten** hat der Orthopädie-Fachmann genügend Platz, um Einlagen und Diabetesadaptierte Bettungen in einer Stärke von 1,0 cm bis 1,5 cm einzuarbeiten.

drucklos



65 – 72

Rheumatikerschuhe

PERSONENKREIS

Spezialschuhe für Damen und Herren

WEITEN

In 5 verschiedenen Weiten erhältlich: SS, S, M, W, WW

LEISTEN

Nr.	Größe		
900	34-42	Damen	Halbschuhe, Stiefel
	41-47	Herren	Halbschuhe, Stiefel
905	34-42	Damen	Halbschuhe, Stiefel
	41-47	Herren	Halbschuhe, Stiefel
930	39-48	Herren	Halbschuhe, Stiefel
940	3-9 ½	Damen	Halbschuhe, Stiefel
955	36-42	Damen	Halbschuhe, Stiefel

BRANDSOHLENSCHABLONEN

Allen Schuhen liegt eine Brandsohlenschablone bei, die das Anpassen von Weichbettungen, Maßeinlagen oder Diabetesadaptierten Einlagen erleichtert.

SCHUHPASS

Sie erhalten mit jedem Paar Schuhe einen Schuhpass zur Dokumentation der wichtigsten Daten für Ansprechpartner (Orthopädiefachmann, Arzt) und Angaben zur Schuhgröße und Weite.

EINLEGESOHNEN

Passende Prophylaxe-Einlegesohlen „Dialux“ oder Weichschaum-Einlegesohlen aus EVA können zusätzlich bestellt werden. (Für ein maximales Körpergewicht von 100 kg ausgelegt)

67

Dialux



EVA-Weichfußbett



BESONDERHEITEN

- Diese Schuhe sind zur stärkeren Druckentlastung standardmäßig mit einer versteiften Brandsohle ausgestattet
- Verwendung schadstoffgeprüfter Materialien
- Medizinprodukt der Klasse I MDD, Artikel 2(a) mit CE-Kennzeichnung
- Mit überwiegend lösungsmittelfreien Klebstoffen produziert

SONDERANFERTIGUNGEN

Wir können jederzeit Sonderanfertigungen in vielen Ausführungen (gegen Aufpreis) herstellen.

- Andere Farben und Materialien
- Links andere Weite oder Größe als rechts
- Unter- oder Übergrößen
- Verkürzungsausgleich im Schuh oder auf der Laufsohle
- Sohlenversteifungen aus Carbon (bei Amputationen) oder Glasfaser
- Weitungen auf den Leisten (mehr Maß als Weite WW, Hallux valgus oder Krallenzehen)

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.

REZEPTIERUNG

1 Paar konfektionierte Spezialschuhe Diabeticus+Rheumaticus®

Die Modelle auf den Seiten 68-72 lassen eine Dehnung im Vorfußbereich bis zu 30 % zu. Die Schuhe sind speziell für Personen mit Rheuma, Krallen- oder Hammerzehen, aber auch für Füße mit starken Verbänden geeignet. (Nicht für Diabetiker mit Neuropathie).



Brandsohlenumriss: _____

Classic

Brandsohlenumriss: _____

Grandessa®

Brandsohlenumriss: _____

Dia-Lady Neo

LEISTEN 900

Damen **34 – 42** SS, S, M
Herren **41 – 47** SS, S, M

**HALBSCHUHE
STIEFEL**

SCHMAL

LEISTEN 905

Damen **34 – 42** W, WW
Herren **41 – 47** W, WW

BREIT

LEISTEN 930

Herren **39 – 48** SS, S, M, W, WW

HALBSCHUHE + STIEFEL

LEISTEN 940

Damen **3 – 9 ½** SS, S, M, W, WW

HALBSCHUHE + STIEFEL

LEISTEN 955

Damen **36 – 42** XS, S, M, W, WW

HALBSCHUHE + STIEFEL

Alle Rheumatikerschuhe verfügen über eine versteifte Brandsohle

[1] XANDRINE



[2] XANDRINE



[3] XABIA



[4] XANDRINE



[5] XABIA



[1] XANDRINE 955

4.2827 | Weite M | Gr. 36-42
ocean/safari/weiß/schwarz
Rind-Nubuk/Jaguarflex/Nappa/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya offwhite

[3] XABIA 955

4.2829 | Weite M | Gr. 36-42
kenia/moro/kenia
Nappa/Doubleflex/Goat-Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[4] XANDRINE 955

4.2830 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Nubuk/Calflex/Nappa/Reptil-Lack
Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[5] XABIA 955

4.2831 | Weite W | Gr. 36-42
schwarz
Nappa/Doubleflex/Veloursplatt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[2] XANDRINE 955

4.2828 | Weite S | Gr. 36-42
ren/quarz/beige/bast
Nappa/Varanflex/Microlack/Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya offwhite

Alle Rheumatikerschuhe verfügen über eine versteifte Brandsohle

[1] XANTHIA



[2] XERXES



[3] XANTHIA



[4] XANTHOS



[5] XERXES



[6] XANTHOS



[7] XINGA



[8] XAVERIA



[1] XANTHIA 955

4.2848 | Weite S | Gr. 36-42
kenia/moro/cigar
Goat-Nubuk/Doubleflex/Reptil-Lack
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[3] XANTHIA 955

4.2844 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Nubuk/Calfflex/Krokolack
Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[5] XERXES 955

4.2846 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Nappa/Doubleflex/Goat-Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[7] XINGA 955

4.2853 | Weite S | Gr. 36-42
schwarz/schwarz/sahara
Goat-Nubuk/Doubleflex/Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[2] XERXES 955

4.2843 | Weite M | Gr. 36-42
kenia/moro/kenia
Nappa/Doubleflex/Goat-Nubuk
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Enya black

[4] XANTHOS 940

4.2845 | Weite M | Gr. 3-9 1/2
ren/quartz
Nappa/Varanflex
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 beige

[6] XANTHOS 940

4.2847 | Weite M | Gr. 3-9 1/2
schwarz/black
Velourspalt/Varanflex
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[8] XAVERIA 955

4.2856 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Nappa/Calfflex
Abschluss- und Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[1] XANTHIPPE



[2] XENON



[3] XANTHIPPE



[4] XENON



70

Alle Rheumatikerschuhe verfügen über eine versteifte Brandsohle

[5] XYLON



[6] XYLON



[1] XANTHIPPE 955

4.2849 | Weite S | Gr. 36-42
kenia/moro
Goat-Nubuk/Doubleflex
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya offwhite

[3] XANTHIPPE 955

4.2852 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Velourspalt/Doubleflex
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[5] XYLON 940

4.2854 | Weite W | Gr. 3-9 1/2
schwarz/safari
Nappa/Jaguarflex
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[6] XYLON 940

4.2850 | Weite M | Gr. 3-9 1/2
schwarz/black
Nappa/Varanflex
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S4 schwarz

[2] XENON 955

4.2851 | Weite M | Gr. 36-42
setter/moro/cigar
Nappa/Doubleflex/Reptil-Lack
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[4] XENON 955

4.2855 | Weite M | Gr. 36-42
schwarz
Fett nubuk/Calflex/Reptil-Lack
Abschluss- und Knöchelpolster
Sohle: Enya black

[1] YOGI



[2] YOGI



[3] YUPPIE



Alle Rheumatikerschuhe verfügen über eine versteifte Brandsohle

[4] YORK



[5] YOLO



[1] YOGI 930

4.2832 | Weite M | Gr. 39-48
espresso/moro/mocca
Fettnubuk/Doubleflex/Nappaflex
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano antik

[3] YUPPIE 930

4.2833 | Weite S | Gr. 39-48
schwarz
Fettnubuk/Calflex/Caribu
Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[4] YORK 930

4.2835 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Hydro-Nappa/Doubleflex
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[5] YOLO 905

4.2836 | Weite W | Gr. 39-47
schwarz
Hydro-Nappa/Doubleflex
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: DIA-S7 schwarz

[2] YOGI 930

4.2834 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz
Fettnubuk/Calflex/Caribu
Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[1] YUCCA



[2] YUCCA



[3] YETI



[4] YETI



Alle Rheumatikerschuhe verfügen über eine versteifte Brandsohle

72

[5] YUKATAN



[6] YANKEE



[1] YUCCA 930

4.2838 | Weite W | Gr. 39-48
espresso/moro/kenia/dunkelbraun
Fettnu./Doubleflex/Nappa/Veloursfalt
Laschen- und Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[3] YETI 930

4.2840 | Weite M | Gr. 39-48
espresso/moro/mocca
Fettnubuk/Doubleflex/Nappaflex
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[5] YUKATAN 930

4.2842 | Weite W | Gr. 39-48
schwarz
Hydro-Nappa/Doubleflex
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: DIA-S3 schwarz

[6] YANKEE 930

4.2841 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Calfflex/Caribu
Abschluss- und Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

[2] YUCCA 930

4.2837 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Fettnubuk/Calfflex/Nappa/Caribu
Abschlusspolster
Sohle: Emiliano schwarz

[4] YETI 930

4.2839 | Weite M | Gr. 39-48
schwarz
Nappa/Doubleflex/Goat-Nubuk
Laschen-, Abschluss- und
Knöchelpolster
Sohle: Emiliano schwarz

PERSONENKREIS

Spezialsocken für Damen und Herren

FARBEN

In 5 verschiedenen Farben erhältlich: weiß, beige, marine, grau, schwarz

GRÖSSENGANG

- 35 bis 38
- 39 bis 41
- 42 bis 43
- 44 bis 45
- 46 bis 47

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- 80 % Baumwolle
- 20 % Polyamid

BESONDERHEITEN

In 2 Ausführungen lieferbar: a) dick mit Frottee
b) dünn

- Maschinenwaschbar bei 60°C, sorgfältig ohne Weichspüler nachspülen
- Medizinprodukt der Klasse I MDD, Artikel 2(a) mit CE-Kennzeichnung
- Klinisch geprüft

SONDERANFERTIGUNGEN

Wir können jederzeit Sonderanfertigungen in vielen Ausführungen (gegen Aufpreis) herstellen.

- Mit individuellem oder ohne Schriftzug
- Gewendet gefertigt (Nähte nach außen)
- Individuell nach Maß


Sonderanfertigungen sind vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen.

Maßangaben für Sonderanfertigungen

U: Beinumfang

L: Schaftlänge

F: Fußlänge



Mischung aus
80 % Baumwolle und
20 % Polyamid



Durch die Verarbeitung mit wenig
Gummianteilen hat der Socken keinen
einschneidenden Gummiring

Hautverträglich

Waschbar bis 60°C

Die Nähte wurden auf ein
Minimum reduziert und sind
kaum wahrnehmbar

Spezialsocken

wohlfühlen



73 – 76

Spezial- und Amputationssocken

[1] WEISS



[2] BEIGE



[3] MARINE



[5] SCHWARZ



[4] GRAU



75

Spezialsocken

GRÖSSEN	[1] WEISS	[2] BEIGE	[3] MARINE	[4] GRAU	[5] SCHWARZ
35 – 38	5.3000 dick 5.3100 dünn	5.3010 dick 5.3110 dünn	5.3030 dick 5.3130 dünn	5.3040 dick 5.3140 dünn	5.3020 dick 5.3120 dünn
39 – 41	5.3001 dick 5.3101 dünn	5.3011 dick 5.3111 dünn	5.3031 dick 5.3131 dünn	5.3041 dick 5.3141 dünn	5.3021 dick 5.3121 dünn
42 – 43	5.3002 dick 5.3102 dünn	5.3012 dick 5.3112 dünn	5.3032 dick 5.3132 dünn	5.3042 dick 5.3142 dünn	5.3022 dick 5.3122 dünn
44 – 45	5.3003 dick 5.3103 dünn	5.3013 dick 5.3113 dünn	5.3033 dick 5.3133 dünn	5.3043 dick 5.3143 dünn	5.3023 dick 5.3123 dünn
46 – 47	5.3004 dick 5.3104 dünn	5.3014 dick 5.3114 dünn	5.3034 dick 5.3134 dünn	5.3044 dick 5.3144 dünn	5.3024 dick 5.3124 dünn

Mischung aus
80 % Baumwolle und
20 % Polyamid

Durch die Verarbeitung mit wenig
Gummianteilen hat der Socken keinen
einschneidenden Gummirand

Hautverträglich

Standardsocken


Fußlänge F:
Chopart: 13 – 14 cm
Lisfranc: 19 – 20 cm

Waschbar bis 60°C

Die Nähte wurden auf ein
Minimum reduziert und sind
kaum wahrnehmbar

Maßangaben für Sonderanfertigungen

U: Beinumfang
L: Schaftlänge
F: Fußlänge



[1]



[2]



[3]



[4]



[5]



Amputationssocken

GRÖSSEN	[1] WEISS	[2] BEIGE	[3] MARINE	[4] GRAU	[5] SCHWARZ
35 – 38	5.3200 dick 5.3300 dünn	5.3210 dick 5.3310 dünn	5.3230 dick 5.3330 dünn	5.3240 dick 5.3340 dünn	5.3220 dick 5.3320 dünn
39 – 41	5.3201 dick 5.3301 dünn	5.3211 dick 5.3311 dünn	5.3231 dick 5.3331 dünn	5.3241 dick 5.3341 dünn	5.3221 dick 5.3321 dünn
42 – 43	5.3202 dick 5.3302 dünn	5.3212 dick 5.3312 dünn	5.3232 dick 5.3332 dünn	5.3242 dick 5.3342 dünn	5.3222 dick 5.3322 dünn
44 – 45	5.3203 dick 5.3303 dünn	5.3213 dick 5.3313 dünn	5.3233 dick 5.3333 dünn	5.3243 dick 5.3343 dünn	5.3223 dick 5.3323 dünn
46 – 47	5.3204 dick 5.3304 dünn	5.3214 dick 5.3314 dünn	5.3234 dick 5.3334 dünn	5.3244 dick 5.3344 dünn	5.3224 dick 5.3324 dünn

PROBESCHUHE

Die richtige Weite und Schuhgröße bei Diabetikerschuhen festzustellen, ist nicht immer ganz einfach. Für Abhilfe sorgt der Probeschuh für alle Diabeticus+Rheumaticus®-Spezialschuhe. Der Blattspiegel ist bei den Probeschuh transparent. Dadurch kann sehr leicht erkannt werden, ob mit der Originaleinlage die Schuhgröße, Schuhbreite und Schuhweite stimmen und eventuell vorhandenen Krallen- oder Hammerzehen genügend Platz geboten wird. Die Probeschuhe sind für alle Leistenformen (Grandessa®, Classic und Dia-Lady Neo) in bis zu fünf Weiten erhältlich. Um die Passform mit dem Originalschuh optimal vergleichen zu können, sind alle Modelle mit Diasoft-3D gefüttert und mit einem Abschluss- und Laschenpolster ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass Probeschuhe aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen sind.

PLATZHALTER

Vorfußplatzhalter dienen als Weitenausgleich und werden unter den Vorfußbereich der individuellen Einlage/Fußbettung gelegt. So ist es möglich, die richtige Weite zu wählen, bzw. die Einlage/Fußbettung in der richtigen Stärke für die Schuhe zu bauen. Die Vorfußplatzhalter sind für die Leisten 900, 905, 930, 940 und 955 in der Stärke von 4 mm erhältlich.

UNSER TIPP

Bestellen Sie den Probeschuh in der Weite M und zwei Vorfußplatzhalter in der Stärke von 4 mm.

Fertigen Sie eine Testeinlage in der Stärke von 0,5 cm im Vorfußbereich an. Lassen Sie den Patienten mit der Einlage und dem 4 mm Platzhalter in den Schuh steigen.

- Passt dieser, dann bestellen Sie den Schuh in der Weite M.
- Können Sie 2 Platzhalter einlegen, dann entspricht dies der Weite S.
- Falls Sie keinen Platzhalter einlegen müssen, entspricht dies der Schuhweite W.

Wenn Krallen- oder Hammerzehen nicht genügend Platz haben, zeichnen Sie bitte diese Stellen auf einer Trittspur mit Höhenangabe an.

Dann fertigen wir einen individuellen Diabetikerschuh mit ausreichend Zehenhöhe gegen einen kleinen Aufpreis an.

KLENZ® DESINFEKTOR

Durch den Einsatz von Ozon und Nanosilber-Partikeln können bis zu 90 % der Bakterien, Viren und Pilze abgetötet werden. Ideal für Ihren Probeschuh!

ABSATZ- UND SPITZENSPRENGUNGSSCHABLONE

Zum exakten Einpassen von Fußbettungen in Bruttoleisten oder teilkonfektionierte orthopädische Schuhe; für alle Leisten erhältlich.

Abb.: Probeschuh Herren
Grandessa 930



- [1]
- [2]
- [3]
- [4]
- [5] **PROBESCHUH**



[6] **VORFUSSPLATZHALTER**



[7] **KLENZ® DESINFEKTOR**



[8] **ABSATZ- UND SPITZEN-SPRENGUNGSSCHABLONE**

[1] **PROBESCHUH 900**
4.9020
Weiten SS, S, M
Gr. 34-47

[3] **PROBESCHUH 930**
4.9018
Weiten SS, S, M, W, WW
Gr. 39-48

[5] **PROBESCHUH 955**
4.9025
Weiten XS, S, M, W, WW
Gr. 36-42

[7] **KLENZ® DESINFEKTOR**
5.2251
Zur Desinfektion und Geruchs-
neutralisierung von Schuhen und
anderen Gegenständen

[2] **PROBESCHUH 905**
4.9021
Weiten W, WW
Gr. 34-47

[4] **PROBESCHUH 940**
4.9019
Weiten SS, S, M, W, WW
Gr. 3-9 ½

[6] **VORFUSSPLATZHALTER**
Kork 4 mm
in allen Größen
für die Umrisse:
900, 905, 930, 940, 955

[8] **ABSATZ- UND SPITZEN-SPRENGUNGSSCHABLONE**
3.5503
Zum exakten Einpassen von
Fußbettungen.
Lieferbar für jede Leistenform.

Aare	schwarz	18
Achat	espresso/braun	13
Achensee	kastanie/kakao/kenia	44
Ägäis	dunkelblau/sahara	24
Alabaster	smog/alpaka	8
Alster	kenia	33
	schwarz	29
Amazonas	kenia	38
Amethyst	dunkelbraun	8
Ammer	schwarz	38
	zigarre	38
Amper	schwarz	18
Amur	kenia/kenia/braun	20
	noir/schwarz/schwarz	20
Aquamarin	dunkelblau	6
Aragon	braun	40
Aragonit	smog/dunkelbraun	8
Argens	schwarz	31
Arno	kenia	35
Attersee	schwarz	30
Aurach	blue/dunkelblau	40
Auwaldsee	moro	34
	schwarz	30
Aventurin	moro	7
	schwarz Nappa	7
	schwarz Nubuk	6
Avisio	moro	39
	schwarz	39
Baikalsee	schwarz/mausgrau	46
Beringmeer	espresso/anthrazit/schwarz	39
Bernstein	moro	8
	smog	8
Binnensee	espresso/schwarz	39
Biskaya	dunkelblau	19
Bodensee	schwarz	48
Brahmsee	ozean/terra/schlamm	37
Breg	schwarz	23
Breitensee	espresso/anthrazit	44
Brennersee	schwarz/schwarz/bast	43
Brenta	schwarz	18
Brigach	schwarz	35
	setter	35
Brilliant	setter/cigar	7
	smog/natura	8
Brombachsee	ozean/d.blau/mittelbraun	43
Busento	grau/anthrazit/ren/schwarz	38
Caja	moro	53
Cajetan	moro	58
	schwarz	59
Calgary	blau	57
Calida	smog/natura	55
Cameron	espresso/moro/stein	58
Candela	schwarz	54
Candida	schwarz	52
Cansu	ozean/terra/schlamm	55/61
Caramia	kenia	55
Carlotta	smog/natura	53
Carlton	schwarz	64
Carmine	schwarz	54
Carol	schwarz	59
Carsten	kenia	60
	schwarz	60
Cäsar	schwarz	59
Casey	schwarz	62
Cassius	schwarz	60
Castello	kenia	64
	schwarz	64
Cayman	ozean/d.blau/mittelbraun	63
Cecilius	schwarz	62

Cedrik	schwarz	59
Celine	noir/schwarz/schwarz	52
	schwarz	52
Cemal	espresso/moro/sahara/ozean	63
Chaplin	schwarz/espresso/kenia/schw.	61
Charlene	dunkelblau	53
Charles	schwarz/espresso	64
Charlotte	schwarz/kenia	54
Chelsea	schwarz	52
Cheryl	schwarz/noir	56
Chester	espresso/stein/mittelbraun	58
Chiara	schlamm	54
	schwarz	54
Chiemsee	espresso/tinte	44
Churchill	schwarz	62
Cinema	schwarz	56
	schwarz/kenia	64
Clancy	schwarz	62
Clarence	moro	62
	setter	62
Claudius	schwarz	64
Clayton	grau	58
Clementina	schwarz	52
	setter/cigar	53
Clever	blue/dunkelblau	57
Clinton	schwarz	60
Clivia	schwarz	56
Clyde	schwarz	59
Cody	schwarz/schlamm	64
Colby	espresso/moro/stein	60
Collin	espresso/tinte	63
Columbus	schwarz	60
Comersee	espresso/tinte	47
Concordia	blue/dunkelblau	57
Conny	schwarz/kenia	56
Consuelo	schwarz/schwarz/moro	59
Consul	schwarz	58
Cooper	espr./weiß/mandarin/braun	57
Corinna	eierschale	55
	schwarz	55
Cornelia	schwarz	56
Cornell	schwarz/schlamm	62
Cornetto	bast	55
	kenia	61
Cortez	schwarz/schwarz/bast	63
Cortina	kenia/kenia/setter	53
Corvette	schwarz/schwarz/white	57
Country	braun	57
Craig	espresso/anthrazit	63
Cristiano	schwarz	59
Cristobal	setter/braun/caramel	58
Cupido	smog/espresso	61
Curt	kenia	61
	schwarz	61
Curtis	schwarz/blei/schwarz	63
Cynthia	dunkelblau/sahara	56
Cyrill	d.blau/lava/d.blau	58
Desna	kakao/setter	22
Diamant	ozean/weiß/espresso	6
Don	moro/khaki	33
Drachensee	sch/sch/jeans/grau/sch/sch	32
Drau	schwarz	29
Dürnbach	schwarz	39
Ebrach	schwarz	36
Ebro	kenia	24
Edersee	dunkelblau	47
Egau	moro/braun	33
	schwarz	32
Elbsee	schwarz	36

Ems	schwarz	45
Era	schwarz	35
Eriensee	schwarz/blei/schwarz	43
Euphrat	schwarz/graphit	36
Fichtelsee	espresso/dunkelbraun	34
Forggensee	schwarz	48
Fulda	noir	22
	ren	22
	schwarz	22
Gardasee	espresso/moro/sahara/ozean	44
Garonne	schwarz	36
Glonn	schwarz	24
Glött	grau/anthrazit/ren/schwarz	38
	schwarz/grau/blei	38
Granat	mausgrau	6
Grimmsee	grau	32
Günz	schwarz	22
Havel	schwarz	35
Heidesee	d.blau/lava/d.blau	32
Heliotrop	noir/schwarz	11
Hofsee	d.blau/lava/d.blau	36
Hopfensee	schwarz	36
Hudson	schwarz	39
Inn	schwarz	29
Isen	grey/grau	40
Isere	smog/alpaka	19
Jade	dunkelblau	6
	schwarz	7
Jaspis	fango/kenia	9
Juba	schwarz	18
Kama	smog/beige	46
Kammel	carrara/wollweiß	22
Karasee	schwarz/schlamm	43
Karat	moro	10
	schwarz	10
Karneol	schwarz	14
Kessel	schwarz/schwarz/weiß	42
Klosterbach	d.blau/d.blau/weiß	42
Klostersee	dunkelbraun/moro	44
Kochelsee	kastanie/tinte	44
Königssee	moro	33
	schwarz Micro-Nappa	31
	schwarz Nappa	31
Korallenmeer	espresso/mittelbraun/moro	37
Krummsee	grau/grau/schw./blei/elefant	37
	schwarz/grau/schwarz	37
Kühbach	bast/mittelbraun	37
Kunzit	schwarz	14
Kusai	schwarz	20
Lago	d.blau/schwarz/bast	32
Langweiher	d.braun/espresso/m.braun	34
Lao	blue/dunkelblau	40
Larimar	schwarz	11
Laugna	schwarz/weiß/schwarz/weiß	42
Lech	schwarz	31
Leda	kenia	23
Leithe	d.bl./d.bl./d.bl./silber/weiß	41
Lippe	bast/weiß/braun/gelb	41
Loire	schwarz	18
Luganersee	setter/braun/caramel	34
Malachit	schwarz Nappa/Nappa gel.	11
	schwarz Nappa/Nubuk	11
	setter/cigar	13
	smog/natura	13
Markasit	grey/grau	9
Maschsee	schwarz	32
Meghna	schwarz	19
Michigansee	espresso/stein/mittelbraun	34
Missouri	ren	21

Moldau	schwarz	23
Mönchsweiher	mittelbraun/espresso/d.blau	44
Mondsee	schwarz	43
Mondstein	grey/grau	9
Morganit	dunkelblau/graphit	6
Mosel	schwarz	31
	schwarz/kenia	31
Mühlteich	schwarz	30
Müritzsee	mittelbraun/espresso	34
	schwarz	30
Naab	schwarz/noir	18
Nahe	schwarz/espresso	48
Nebelbach	schwarz	42
Neckar	dunkelblau/mokka	33
Neiße	schwarz	21
Neusiedlersee	espresso/moro/stein	34
Newa	schwarz	29
Niagara	dunkelblau	43
Niger	schwarz	36
Obsidian	kenia	13
Oder	setter/cigar	19
Ontariosee	schwarz	48
Onyx	d.blau/blue/d.blau	11
	schwarz/noir	12
Opal	schwarz	7
Orinoco	d.blau./d.blau/weiß/d.blau	41
Ossiachersee	espresso/moro/stein	35
Padma	blau	40
Panaro	schwarz	24
Parana	schwarz/tinte	24
Pegnitz	schwarz	19
Perlmutter	weiß/weiß/camel	13
Piave	schwarz	24
Pilsensee	schwarz	45
Platin	schwarz	12
Plattensee	schwarz/schwarz/mausgrau	47
Pulverbach	schwarz/grau/silber	42
Purus	schwarz	23
Pyrit	moro	14
	schwarz	14
Quarz	schwarz	10
Rhein	moro	47
	schwarz	47

Rhodonit	blue/dunkelblau	9
	marine/dunkelblau	9
Riedsee	schwarz	46
Rosenquarz	kenia	14
Rosensee	schwarz	48
Rubicon	schwarz	22
Rubin	setter/cigar	10
Ruhr	moro	45
	schwarz	45
Saar	schwarz	20
Saphir	schwarz/schwarz/tinte	12
Schwarzach	grey/grau	40
Schwarzsee	schwarz	30
Segre	espresso/kenia/schw./schw.	37
Selbitz	moro	19
Serio	schwarz	24
Sieg	moro	39
Smaragd	schwarz	10
Solitär	dunkelblau/sahara	12
Sonnenstein	blue/dunkelblau	9
Staffelsee	schwarz/schlamm	48
Tajo	espr./weiß/mandarin/braun	41
	schwarz/grau/weiß	41
Tansanit	dunkelblau/sahara	14
Tauber	bast/schwarz	21
Themse	ren	21
	schwarz	21
	vicuna	21
Tiber	grau/grau/weiß/weiß	41
	schwarz/schwarz/weiß/weiß	41
Tigerauge	schwarz	7
Tigris	schwarz/schwarz/noir/schw.	20
Topas	dunkelblau/muskat	12
Tuero	ozean/terra/schlamm	21
Turabach	smog/espresso	38
Türkis	schwarz	10
Turmalin	schwarz	7
Ural	kenia/braun	33
	schwarz	29
Vils	schwarz/noir	23
	setter/cigar	23
Voralpsee	moro/kenia	35
Walchensee	schwarz	45

Wannsee	ozean/grau	46
Wattenmeer	espresso/schwarz	37
Weichsel	noir/schwarz/schwarz	20
Weissach	braun	37
Weissensee	moro/kenia	46
	schwarz	45
Wertach	schwarz	19
Wörthersee	schwarz/schwarz/moro	30
Wupper	schwarz	29
Xabia	kenia/moro/kenia	68
	schwarz	68
Xandrine	ozean/safari/weiß/schwarz	68
	ren/quarz/beige/bast	68
	schwarz	68
Xanthia	kenia/moro/cigar	69
	schwarz	69
Xanthippe	kenia/moro	70
	schwarz	70
Xanthos	ren/quarz	69
	schwarz/black	69
Xaveria	schwarz	69
Xenon	schwarz	70
	setter/moro/cigar	70
Xerxes	kenia/moro/kenia	69
	schwarz	69
Xinga	schwarz/schwarz/sahara	69
Xylon	schwarz/black	70
	schwarz/safari	70
Yankee	schwarz	72
Yeti	espresso/moro/mocca	72
	schwarz	72
Yogi	espresso/moro/mocca	71
	schwarz	71
Yolo	schwarz	71
York	schwarz	71
Yucca	espresso/moro/kenia/d.braun	72
	schwarz	72
Yukatan	schwarz	72
Yukon	schwarz/espresso	46
Yuppie	schwarz	71
Zirkon	setter/cigar	13



THANNER GmbH • Am Fallenweg 30 • D-89420 Höchstädt/Donau • Telefon +49 (0) 90 74/95 51-0 • Fax +49 (0) 90 74/95 51-50

E-Mail: info@thanner-gmbh.com • Internet: www.thanner-gmbh.com

Onlineshop: www.thannershop.com • www.facebook.com/thanner.de